

WaterVac 100 直接排水過濾系統

高效、省空間、多元應用



符合 ISO 8199 規範

產品特色



高效率，省時省力

1

- ◆ 直接排水設計，免除管線安裝、卸除及廢液清理步驟



省 70% 空間

2

- ◆ 模組化設計，內建抽水幫浦，無需廢液瓶，節省更多空間



多元應用

3

- ◆ 可更換多種過濾杯轉接座，搭配各式過濾漏斗

產品應用

- ◆ 微生物檢測 (濾膜法)
- ◆ 懸浮固形物檢測



國際認證

CE



▲ 可搭配多種過濾杯轉接座及過濾漏斗

產品規格

型號	WaterVac 100		
電源	DC12V, 1.0A		
最大真空度	313 mbar		
最大液體流量	0.5 L/min		
馬達	直流無刷馬達		
適用軟管內徑	ID6		
濾液經過材質	SS316, FKM, Silicone, PP, PA66		
國際認證	CE		
主機尺寸 (LxWxH)	17 x 12 x 9.6 cm		
	WaterVac 100 - MS	WaterVac 100 - MB	WaterVac 101 - MB
連接基座	矽膠塞式	旋卡式	旋卡式
過濾漏斗/過濾杯	(選配) MF 3 / MF 5 磁式過濾漏斗	(選配) SF 不鏽鋼過濾杯, 100 ml / 300 ml / 500 ml	(標配) SF 不鏽鋼過濾杯, 100 ml



WaterVac 100 - MS
直接排水式真空過濾系統



WaterVac 100 - MB
直接排水式真空過濾系統



WaterVac 101 - MB
直接排水式真空過濾系統



190110-01(02)	WaterVac100 - MS 直接排水式真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
190120-01(02)	WaterVac100 - MB 直接排水式真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
190121-01(02)	WaterVac101 - MB 直接排水式真空過濾系統，含SF不鏽鋼過濾杯100 ml，AC100~240V， 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
180100-01	SF 不鏽鋼過濾杯 100 ml
180100-03	SF 不鏽鋼過濾杯 300 ml
180100-05	SF 不鏽鋼過濾杯 500 ml
200300-01	MF 3 磁式過濾漏斗 300 ml
200500-01	MF 5 磁式過濾漏斗 500 ml
190100-73	Millipore 拋棄式過濾杯轉接座 (MIHAWG100 / MIHAWG250)
190100-74	Sartorius 拋棄式過濾杯轉接座 (16A07)
190200-20	Pall 拋棄式過濾杯轉接座 (4870 / 4871)
190100-76	SS316 插心接頭(ID4~ID8)
199100-68	矽膠管 Ø 4.2 x 8 mm, 200 cm

洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
 Tel: +886-7-227-3358
 Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區仁愛路一段402號11樓
 Tel: +886-2-2603-3311
 Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rock.com.tw
sales@rock.com.tw

