



## WaterVac 200 直接排水式過濾系統

高效、省空間、靈活彈性

符合 ISO 8199 規範

### 產品特色



#### 簡化流程，節省時間

1

- ◆ 直接排水設計，省下卸除管線、清除廢液、安裝管線等步驟所需的時間



#### 節省70%桌面空間

2

- ◆ 模組化設計，內建抽水幫浦，不需廢液瓶，節省更多空間



#### 靈活彈性

3

- ◆ 可依需求更換不同的過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗

### 產品應用

- ◆ 微生物檢測
- ◆ 懸浮固形物檢測



國際認證

CE / RoHS / IP 41



▲ 可更換不同的過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗

## 產品規格

型號	WaterVac 200		
電源	DC24V, 1.8A		
最大真空度	313 mbar		
最大液體流量	4.5 L/min		
馬達	60W 直流無刷馬達 · 延長幫浦使用年限		
噪音值	60 dB		
適用軟管內徑	ID8		
濾液經過材質	Stainless steel, FKM, Silicone, PP, PPS		
國際認證	CE, RoHS, IP 41		
主機尺寸 (LxWxH)	21.4 x 18.3 x 26.4 cm		
	WaterVac 200 - MS	WaterVac 200 - MB	WaterVac 201 - MB
連接基座	矽膠塞式	旋卡式	旋卡式
過濾漏斗/過濾杯	選配 MF 3 / MF 5 磁式過濾漏斗	選配 SF 不鏽鋼過濾杯 (100 ml / 300 ml / 500 ml)	標配 SF 不鏽鋼過濾杯 (100 ml x 2)



WaterVac 200 - MS  
直接排水式真空過濾系統



WaterVac 200 - MB  
直接排水式真空過濾系統



WaterVac 201 - MB  
直接排水式真空過濾系統



<b>190210-01(02)</b>	WaterVac 200-MS 直接排水式真空過濾系統 · AC100~240V · 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
<b>190220-01(02)</b>	WaterVac 200-MB 直接排水式真空過濾系統 · AC100~240V · 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
<b>190221-01(02)</b>	WaterVac 201-MB 直接排水式真空過濾系統 · 含 SF 不鏽鋼過濾杯100 ml x 2 · AC100~240V · 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
<b>180100-01</b>	SF 不鏽鋼過濾杯 100 ml
<b>180100-03</b>	SF 不鏽鋼過濾杯 300 ml
<b>180100-05</b>	SF 不鏽鋼過濾杯 500 ml
<b>200300-01</b>	MF 3 磁式過濾漏斗 300 ml
<b>200500-01</b>	MF 5 磁式過濾漏斗 500 ml
<b>180300-30</b>	Pall 拋棄式過濾杯轉接座
<b>190100-73</b>	Millipore 拋棄式過濾杯轉接座
<b>190100-74</b>	Sartorius 拋棄式過濾杯轉接座

## 洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6  
Tel: +886-7-227-3358  
Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區竹林路6號11樓  
Tel: +886-2-2603-3311  
Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

[www.rocker.com.tw](http://www.rocker.com.tw)  
[sales@rocker.com.tw](mailto:sales@rocker.com.tw)

