

無油式真空幫浦



觀看影片

2年

產品保固

產品特色

- ▶ 體積小·無油汙
近乎裸機的輕巧外型·攜帶方便且不佔空間·無須潤滑油的活塞設計·不會產生油霧汙染·是實驗室內的最佳良伴。
- ▶ Prote™ 浮球防溢保護裝置
Rocker 系列幫浦內建 Prote™ 浮球濾芯組·降低幫浦意外抽入水溶液而造成損壞的可能性。
- ▶ 加強版吸震腳墊
升級加強版腳墊·可有效降低幫浦運轉時產生的振動·使 Rocker 系列馬達運作起來更安靜且穩定。
- ▶ 過熱保護裝置
Rocker 系列幫浦在馬達內部均裝有過熱保護裝置·當機體內部溫度過高時·會自動停機·冷卻後再自行啟動。
- ▶ 進氣過濾裝置
Rocker 系列幫浦在進氣口均裝有濾芯·可過濾環境中的粉塵與水氣·延長腔體及活塞的使用年限。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
北美 CSA 認證
IP 30 防護等級
RoHS 認證
- ▶ 二年產品保固

產品應用

- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 空氣採樣

訂購資訊

167400-11(22)

Rocker 400 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

167410-11(22)

Rocker 410 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)



產品規格

| 型號 | Rocker 400 | | Rocker 410 | |
|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 技術數據 | | | | |
| 最大真空度 | 99 mbar abs. | | 25 mbar abs. | |
| 最大流量 | 37 L/min @60Hz | 34 L/min @50Hz | 23 L/min @60Hz | 20 L/min @50Hz |
| 適用軟管內徑 | ID8 | | ID8 | |
| 噪音值 | 52 dB | | 52 dB | |
| 淨重 | 5.2 Kg | | 5.2 Kg | |
| 尺寸 (LxWxH) | 31 x 14 x 20 cm | | 31 x 14 x 20 cm | |
| 電氣數據 | | | | |
| 電壓 | 110V | 220V | 110V | 220V |
| 頻率 | 50 / 60Hz | | 50 / 60Hz | |
| 最大功率 | 100W (1/6 HP) | 80W (1/6 HP) | 100W (1/6 HP) | 80W (1/6 HP) |
| 耗電流 | 1.0A | 0.4A | 1.0A | 0.4A |
| 安全性 | 過熱保護裝置 | | 過熱保護裝置 | |
| 其它 | | | | |
| 配件 | 真空調壓閥 浮球濾芯組 | | 真空調壓閥 浮球濾芯組 | |