

# 油式真空幫浦

## 產品特色

### ► 高真空、高流量

Tanker 系列幫浦採用旋轉葉片式作動原理，流量大，真空度高可高達  $10^{-1}$  torr，適用各種需高真空及高流量的實驗。

### ► 安靜、低震動

Tanker 系列幫浦有低噪音、低震動及使用壽命長的優點，為避免油霧逸散而污染實驗室環境，可搭配油霧過濾器或排氣轉接座以防止油霧揮散於空氣中，降低實驗室的空氣污染。

### ► 過熱保護裝置

Tanker 系列幫浦在馬達內部均裝有溫度保護開關，當機體內部溫度過高時會自動停機，等溫度冷卻後再自行啟動。

### ► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

### ► 一年產品保固

## 產品應用

### ► 真空過濾

### ► 真空乾燥 / 烘箱 / 脫泡

### ► 各種真空應用

## 訂購資訊

### 187130-11(22)

Tanker 130 油式真空幫浦  
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

### 187150-11(22)

Tanker 150 油式真空幫浦  
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

### 187215-11(22)

Tanker 215 油式真空幫浦  
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

### 187230-11(22)

Tanker 230 油式真空幫浦  
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

### 187100-05

Tanker SC 潤滑油 (500 mL)

### 187100-30

油霧捕捉器

### 187100-25

排氣轉接座



Tanker SC 潤滑油

## Tanker 系列



### 187100-30 油霧捕捉器 (選配)

油霧捕捉器可防止油霧揮散於空氣中，避免操作環境受汙染。



### 187100-25 排氣轉接座 (選配)

排氣轉接座主要用於連接選配的插心接頭 (1/8 PT) 和管子，將油霧排出至室外。

## 產品規格

型號	Tanker 130		Tanker 150		Tanker 215		Tanker 230	
技術數據								
最大真空度	1 x 10 <sup>-1</sup> torr abs.		1 x 10 <sup>-1</sup> torr abs.		5 x 10 <sup>-2</sup> torr abs.		5 x 10 <sup>-2</sup> torr abs.	
最大流量	85 L/min @60Hz	70 L/min @50Hz	142 L/min @60Hz	127 L/min @50Hz	42 L/min @60Hz	36 L/min @50Hz	85 L/min @60Hz	70 L/min @50Hz
	適用軟管內徑		ID10		ID10		ID10	
噪音值	52 dB		52 dB		52 dB		52 dB	
淨重	9.6 Kg		13.0 Kg		11.4 Kg		14.0 Kg	
尺寸 (LxWxH)	32 x 12 x 36 cm		34 x 13 x 38 cm		32 x 12 x 36 cm		34 x 13 x 38 cm	
電氣數據								
電壓	110V	220V	110V	220V	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz		50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	250W (1/3 HP)	250W (1/3 HP)	375W (1/2 HP)	375W (1/2 HP)	250W (1/3 HP)	250W (1/3 HP)	375W (1/2 HP)	375W (1/2 HP)
	耗電流	4.2A	2.5A	6.5A	3.0A	4.2A	2.5A	6.5A
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置		過熱保護裝置		過熱保護裝置	