

無油式真空壓力幫浦



產品特色

▶ 正壓 / 負壓 · 雙功能

Rocker 430 結合真空幫浦和空壓機功能，兩側附有真空錶 / 壓力錶及調壓裝置，可監控、調節真空度及輸送的壓力，應用範圍更加廣泛。

▶ 無汙染、免保養

Rocker 430 利用活塞作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。

▶ Prote™ 浮球防溢保護裝置

Rocker 430 內建 Prote™ 浮球濾芯組，以降低幫浦意外吸入液體而造成損壞的可能性。

▶ 過熱保護裝置

Rocker 系列幫浦在馬達內部均裝有過熱保護裝置，當機體內部溫度過高時，會自動停機，冷卻後再自行啟動。

▶ 進出氣過濾裝置

Rocker 430 在進氣與出氣口裝有濾芯，可過濾環境中的粉塵與水氣，以淨化進氣，延長汽缸及活塞的使用年限。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證
IP 30 防護等級
RoHS 認證

▶ 二年產品保固

產品應用

- ▶ 實驗室真空過濾
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 空氣採樣
- ▶ 正壓過濾

訂購資訊

167430-11(22)

Rocker 430 無油式真空壓力幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)



產品規格

型號	Rocker 430	
技術數據		
最大真空度	145 mbar abs.	
最大壓力	80 psig	
最大流量	34 L/min @60Hz	28 L/min @50Hz
適用軟管內徑	ID8	
噪音值	52 dB	
淨重	5.5 Kg	
尺寸 (LxWxH)	25 x 24 x 20 cm	
電氣數據		
電壓	110V	220V
頻率	50 / 60Hz	
最大功率	147W (1/6 HP)	125W (1/6 HP)
耗電流	1.5A	0.6A
安全性	過熱保護裝置	
其它		
配件	真空 / 壓力調節閥 浮球濾芯組	