

無油式空壓機



觀看影片

2年

產品保固

產品特色

► 無汙染、免保養

Rocker 系列空壓機利用活塞作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。

► 安靜、低震動

Rocker 系列空壓機採直驅式動力傳輸，不需皮帶傳動，再加上其它消音防震的配備，使得此系列產品安靜、低震，在同級產品中名列前茅。

► 過熱保護裝置

Rocker 系列空壓機每個機種在馬達內部均裝有溫度保護開關，當機體內部溫度過高時會自動停機，冷卻後再自行啟動。

► 出氣過濾裝置

Rocker 系列空壓機在出氣口均裝有濾芯，可過濾粉塵與水氣，以淨化出氣的純淨度。

► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

北美 CSA 認證

IP 30 防護等級

RoHS 認證

► 二年產品保固

產品應用

► 正壓過濾

► 水中曝氣

訂購資訊

167320-11(22)

Rocker 320 無油式空壓機
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

167420-11(22)

Rocker 420 無油式空壓機
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)



Rocker 320



Rocker 420

產品規格

型號	Rocker 320		Rocker 420	
技術數據				
最大壓力 (不含濾杯)	90 psig		90 psig	
最大壓力 (含濾杯)	80 psig		80 psig	
最大流量	14 L/min @60Hz	12 L/min @50Hz	27 L/min @60Hz	25 L/min @50Hz
適用軟管內徑	ID8		ID8	
噪音值	50 dB		52 dB	
淨重	4.1 Kg		5.2 Kg	
尺寸 (LxWxH)	27 x 14 x 17 cm		30 x 14 x 17 cm	
電氣數據				
電壓	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	90W (1/8 HP)	85W (1/8 HP)	147W (1/6 HP)	125W (1/6 HP)
耗電流	0.9A	0.4A	1.5A	0.6A
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置	
其它				
配件	壓力調節閥 濾芯組		壓力調節閥 濾芯組	