

# 空氣供給系統

**2**年  
產品保固

## 產品特色

### ▶ 無汙染、免保養

Rocker 系列空壓機利用活塞作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。

### ▶ 安靜、低震動

Rocker 系列空壓機採直驅式動力傳輸，不需皮帶傳動，加上其它消音防震的配備，使得此系列產品安靜、低震，在同等級產品中名列前茅。

### ▶ 過熱保護裝置

Rocker 系列產品在馬達內部均裝有溫度保護開關，當機體內部溫度過高時會自動停機，冷卻後再自行啟動。

### ▶ 出氣過濾裝置

Rocker 系列空壓機每個機種在出氣口均裝有濾芯，可過濾粉塵與水氣，以淨化出氣的純淨度。

### ▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證  
北美 CSA 認證  
IP 30 防護等級  
RoHS 認證

### ▶ 二年產品保固

## 產品應用

- ▶ 生物反應器
- ▶ 氣相層析儀
- ▶ 發酵槽

## 訂購資訊

### 167440-11(22)

Rocker 440 空氣供給系統  
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

### 167304-31

自動關閉裝置，60 ~ 80 psig

## Rocker 440



\* SS304 槽體容量為 2.5 L

## 產品規格

型號	Rocker 440		
技術數據			
壓力範圍	40 ~ 60 psig		
最大流量 (不含鋼瓶)	27 L/min @60Hz		25 L/min @50Hz
鋼瓶最大 供氧流量	20 psig	40 L/min @60Hz	40 L/min @50Hz
	40 psig	52 L/min @60Hz	50 L/min @50Hz
	60 psig	65 L/min @60Hz	60 L/min @50Hz
適用軟管內徑	ID8		
噪音值	52 dB		
淨重	8.4 Kg		
尺寸 (LxWxH)	29 x 31 x 25 cm		
電氣數據			
電壓	110V	220V	
頻率	50 / 60Hz		
最大功率	147W (1/6 HP)	125W (1/6 HP)	
耗電流	1.5A	0.6A	
安全性	過熱保護裝置		
其它			
配件	壓力調節閥 濾芯組		

\* 壓力範圍可透過更換自動關閉裝置來調整