

過濾瓶組選用指南

選擇最適合您需求的產品




PPSU

MF Pro 磁式過濾漏斗

型號：MF 3 / 3a / 5 / 5a Pro

特點：磁性密封

Page 35 ▶



PES

MF 磁式過濾漏斗

型號：MF 3 / 3a / 5 / 5a

特點：磁性密封

Page 36 ▶



適用於各種真空瓶、玻璃瓶、血清瓶，可直接收集過濾液。

LF 旋卡式過濾漏斗

型號：LF 3 / 3a / 5 / 5a

特點：旋卡扣緊

Page 37 ▶



過濾瓶組

型號：LF 30 / MF 31

特點：PES 過濾瓶組

Page 39 ▶



*PPSU : Polyphenylsulfone, PES : Polyethersulfone

過濾瓶組選用指南

SS 316

SF 不鏽鋼過濾漏斗

型號：SF 1 / 3 / 5

特點：旋卡扣緊

Page 38 ▶



SFC 連續不鏽鋼過濾漏斗

型號：SF 142

特點：連續過濾

Page 50 ▶



NEW

不鏽鋼過濾瓶組

型號：SF 10 / SF 30 / SF 11 / SF 52

特點：SS316 不鏽鋼過濾瓶組

Page 40 ▶

Page 41 ▶



硼矽玻璃

VFC 連續玻璃過濾漏斗

型號：VFC 47

特點：連續過濾

Page 49 ▶

NEW



連續玻璃過濾漏斗

型號：Stream 3 / 10

特點：連續過濾

Page 48 ▶



25 mm 玻璃過濾瓶組

型號：VF 5 / 8

特點：微量過濾

Page 42 ▶



47 mm 玻璃過濾瓶組

型號：VF 3

特點：全玻璃結構

Page 45 ▶



47 mm 玻璃過濾瓶組

型號：VF 6 / 7

特點：固定吸盤，安全可靠

Page 43 ▶



47 mm 玻璃過濾瓶組

型號：VF 12 / 14

特點：過濾、儲液一次完成

Page 44 ▶



47 mm 玻璃過濾瓶組

型號：VF 20 / 21

特點：直接過濾至濃縮瓶

Page 46 ▶



NEW

90 mm 玻璃過濾瓶組

型號：VF 15 / VF 16 / VF 17

特點：過濾、儲液一次完成

Page 47 ▶

