

SF 不鏽鋼過濾漏斗



觀看影片



可高壓滅菌



產品保固



產品特色

- ▶ 旋卡式扣緊方式，快速、牢固、不需夾具
- ▶ 過濾杯刻度線採雷射雕刻，數字清晰且濾液不殘留
- ▶ 過濾基座有定位環設計，放置濾膜時能快速定位
- ▶ 過濾基座有濾膜夾口設計，方便夾取、濾膜不破損
- ▶ SS316 不鏽鋼材質，堅固耐用，可火焰快速滅菌
- ▶ 刻度體積誤差 $\leq 2.5\%$ @ 最大刻度
- ▶ 二年產品保固

推薦用於需要火焰滅菌之微生物實驗應用


產品規格

材質	SF 1	SF 3	SF 5
過濾杯	SS316	SS316	SS316
過濾基座	SS316	SS316	SS316
濾膜墊片	SS316	SS316	SS316
過濾杯蓋	SS316	SS316	SS316

規格

漏斗容積	100 mL	300 mL	500 mL
濾膜直徑	47 mm	47 mm	47 mm
有效過濾面積	11.6 cm ²	11.6 cm ²	11.6 cm ²
漏斗刻度	50 / 100 mL	100 / 250 / 300 mL	250 / 500 mL

訂購資訊



SF 1 不鏽鋼過濾漏斗 100 mL			180100-10
1	不鏽鋼過濾杯 100 mL		180100-01
2	不鏽鋼濾膜墊片		180100-31
3	不鏽鋼過濾基座		180100-00
4	8 號矽膠塞		167110-16

SF 3 不鏽鋼過濾漏斗 300 mL			180100-30
1	不鏽鋼過濾杯 300 mL		180100-03
2	不鏽鋼濾膜墊片		180100-31
3	不鏽鋼過濾基座		180100-00
4	8 號矽膠塞		167110-16

SF 5 不鏽鋼過濾漏斗 500 mL			180100-50
1	不鏽鋼過濾杯 500 mL		180100-05
2	不鏽鋼濾膜墊片		180100-31
3	不鏽鋼過濾基座		180100-00
4	8 號矽膠塞		167110-16

選配			
	不鏽鋼過濾杯蓋 100 mL		180100-11
	不鏽鋼過濾杯蓋 300 mL / 500 mL		180100-13