

不鏽鋼過濾瓶組



觀看影片



可高壓滅菌



產品保固



SF 11



SF 52

產品特色

- ▶ 旋卡式扣緊方式，快速、牢固、不需夾具
- ▶ SS316 不鏽鋼過濾漏斗，堅固耐用，可火焰快速滅菌
- ▶ 快速排水型接收瓶，可直接排水，省去拆卸管線等步驟
- ▶ 二年產品保固 (SF 漏斗)

產品應用

一般性過濾，如培養液過濾，或微生物檢驗等需火焰快速滅菌者


產品規格

材質	SF 11	SF 52
過濾杯	SS316	SS316
過濾基座	SS316	SS316
濾膜墊片	SS316	SS316
瓶塞	矽膠	矽膠
快速排水型接收瓶	硼矽玻璃	硼矽玻璃
排水管	橡膠 (不可滅菌)	橡膠 (不可滅菌)

規格

漏斗容積	100 mL	500 mL
接收瓶容積	1000 mL	2000 mL
濾膜直徑	47 mm	47 mm
有效過濾面積	11.6 cm ²	11.6 cm ²
適用軟管內徑	ID8	ID8
排水裝置	Yes	Yes

* 接收瓶可耐真空約 5 mbar，建議僅用於真空過濾



訂購資訊

SF 11 不鏽鋼過濾瓶組 167200-02

SF 1 不鏽鋼過濾漏斗 100 mL 180100-10

1	不鏽鋼過濾杯 100 mL	180100-01
2	不鏽鋼濾膜墊片	180100-31
3	不鏽鋼過濾基座	180100-00
4	8 號矽膠塞	167110-16
5	快速排水型接收瓶 1000 mL (含：側邊螺紋接頭)	167300-08
6	接收瓶固定吸盤	167200-45

SF 52 不鏽鋼過濾瓶組 167200-11

SF 5 不鏽鋼過濾漏斗 500 mL 180100-50

1	不鏽鋼過濾杯 500 mL	180100-05
2	不鏽鋼濾膜墊片	180100-31
3	不鏽鋼過濾基座	180100-00
4	8 號矽膠塞	167110-16
5	快速排水型接收瓶 2000 mL (含：側邊螺紋接頭)	167200-13