

47 mm 玻璃過濾瓶組



VF 6



VF 7

產品特色

- ▶ 側邊螺紋接頭，可快速卸除矽膠管，避免損傷玻璃
- ▶ 矽膠固定吸盤可防止接收瓶意外翻倒，安全又可靠

產品應用


溶劑純化及一般性過濾，如微生物、懸浮固體過濾等

產品規格

材質	VF 6	VF 7
過濾杯	硼矽玻璃	硼矽玻璃
過濾基座	硼矽玻璃	硼矽玻璃
濾膜墊片	磨砂玻璃	不鏽鋼濾網 (含 PTFE 墊片)
夾具	鋁合金	鋁合金
瓶塞	矽膠	矽膠
三角接收瓶	硼矽玻璃	硼矽玻璃
規格		
漏斗容積	300 mL	300 mL
接收瓶容積	1000 mL	1000 mL
濾膜直徑	47 mm / 50 mm	47 mm / 50 mm
有效過濾面積	12.6 cm ²	9.6 cm ²
適用軟管內徑	ID8	ID8

* 接收瓶可耐真空約 5 mbar，建議僅用於真空過濾

訂購資訊



VF 6, 47 mm 玻璃過濾瓶組 167200-06

磨砂玻璃過濾漏斗 300 mL 167120-31

- | | | |
|---|-------------------------------|-----------|
| 1 | 玻璃過濾杯 300 mL | 167210-03 |
| 2 | 鋁製夾具 47 mm | 167240-01 |
| 3 | 磨砂玻璃過濾基座 47 mm
(含: 8 號矽膠塞) | 167230-03 |
| 4 | 三角接收瓶 1000 mL
(含: 側邊螺紋接頭) | 167250-03 |
| 5 | 接收瓶固定吸盤 | 167200-45 |

VF 7, 47 mm 玻璃過濾瓶組 167200-07

不鏽鋼網玻璃過濾漏斗 300 mL 167120-33

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | 玻璃過濾杯 300 mL | 167210-03 |
| 2 | 鋁製夾具 47 mm | 167240-01 |
| 3 | 不鏽鋼網濾膜墊片 47 mm | 167230-31 |
| 4 | PTFE 墊片 47 mm | 167230-41 |
| 5 | 不鏽鋼網玻璃過濾基座 47 mm
(含: 8 號矽膠塞) | 167230-07 |
| 6 | 三角接收瓶 1000 mL
(含: 側邊螺紋接頭) | 167250-03 |
| 7 | 接收瓶固定吸盤 | 167200-45 |