

## 47 mm 玻璃過濾濃縮瓶組



VF 20



VF 21

## 產品特色

- ▶ 直接過濾至濃縮瓶，過濾、濃縮、蒸餾，一瓶完成
- ▶ 減少液體轉移步驟，有效減少樣品損失


## 產品應用

需要過濾和濃縮的化學實驗，如油脂分析等

## 產品規格

材質	VF 20	VF 21
過濾杯	硼矽玻璃	硼矽玻璃
過濾基座	硼矽玻璃	硼矽玻璃
濾膜墊片	磨砂玻璃	不鏽鋼濾網 (含 PTFE 墊片)
夾具	鋁合金	鋁合金
濃縮瓶	硼矽玻璃	硼矽玻璃
規格		
漏斗容積	300 mL	300 mL
濃縮瓶容積	1000 mL	1000 mL
濾膜直徑	47 mm / 50 mm	47 mm / 50 mm
有效過濾面積	12.6 cm <sup>2</sup>	9.6 cm <sup>2</sup>
適用軟管內徑	ID8	ID8
磨口尺寸	TS 24/40	TS 24/40

\* 過濾瓶組及濃縮瓶的尺寸及磨口規格可供選擇，如 TS 29/28，詳情請洽業務。



VF 20

VF 21

## 訂購資訊

VF 20, 47 mm 玻璃過濾濃縮瓶組		167200-20
磨砂玻璃過濾漏斗 300 mL		167120-31-1
1	玻璃過濾杯 300 mL	167210-03
2	鋁製夾具 47 mm	167240-01
3	磨砂玻璃過濾基座 47 mm (TS 24/40 適用)	167230-03-1
4	濃縮瓶 1000 mL, TS 24/40	167250-10
VF 21, 47 mm 玻璃過濾濃縮瓶組		167200-21
不鏽鋼網玻璃過濾漏斗 300 mL		167120-33-1
1	玻璃過濾杯 300 mL	167210-03
2	鋁製夾具 47 mm	167240-01
3	不鏽鋼網濾膜墊片 47 mm	167230-31
4	PTFE 墊片 47 mm	167230-41
5	不鏽鋼網玻璃過濾基座 47 mm (TS 24/40 適用)	167230-07-1
6	濃縮瓶 1000 mL, TS 24/40	167250-10
選配件		
濃縮瓶固定座 · OD 120 mm		167200-45-1