

142 mm 連續不鏽鋼過濾漏斗



觀看影片



可高壓滅菌

2年
產品保固

SFC 142

Rocker 400 - SFC 142
詳細資料請參考 P54

產品特色

- ▶ 無需手動分裝或重複倒入溶液，連續過濾的解決方案
- ▶ 標配沉頭，液體抽吸不殘留
- ▶ 不鏽鋼製成，堅固耐用
- ▶ 二年產品保固

產品應用


大量樣品的純化與過濾，例如培養基純化、葡萄酒澄清等

產品規格

材質	SFC 142
過濾上蓋	SS304
過濾基座	SS304
濾膜墊片	SS304
進液接頭	SS304
管線	矽膠
沉頭	SS304

規格

濾膜直徑	142 mm
有效過濾面積	124.6 cm ²
適用軟管內徑	ID8
接收瓶容積	-



SFC 142

訂購資訊

SFC 142 連續不鏽鋼過濾漏斗		180200-S1
1	不鏽鋼過濾上蓋	180200-11
2	不鏽鋼濾膜墊片 142 mm	180200-31
3	不鏽鋼過濾基座 142 mm	180200-00
4	8 號矽膠塞	167110-16-1
5	矽膠管 Ø 8 x 14 mm, 200 cm	180300-68
6	不鏽鋼沉頭	180200-32
選配件		
GL45 過濾轉接座		197000-65
血清瓶 10 L		197000-69
血清瓶 20 L		197000-70
Pall, Supor™ PES 濾膜 · 142 mm, 0.2 µm, tabbed, 25/PK		201PAL60305
Pall, Nylaflo™ Nylon 濾膜 · 142 mm, 0.2 µm, 25/PK		201PAL66604
RONE, PES 濾膜 · 142 mm, 0.2 µm, 50/PK		201PES-142-022-50
RONE, Nylon 濾膜 · 142 mm, 0.2 µm, 50/PK		201NY-142-022-50
Rocker 400 - SFC 142 連續真空過濾系統 · AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)		167405-11(22)