


47 mm 連續玻璃過濾漏斗



觀看影片



可高壓滅菌



VFC 47

Rocker 300C - VFC 47
詳細資料請參考 P53

產品特色


- ▶ 無需手動分裝或重複倒入溶液，連續過濾的解決方案
- ▶ 標配沉頭，液體抽吸不殘留
- ▶ 硼矽玻璃製成，高耐化性

產品應用

大量溶劑純化與脫氣，如 HPLC、GC、AA 等分析溶劑純化

產品規格

材質	VFC 47
過濾上蓋	硼矽玻璃
過濾基座	硼矽玻璃
濾膜墊片	磨砂玻璃
進液接頭	PP、矽膠
夾具	鋁合金
管線	矽膠
沉頭	PTFE
規格	
濾膜直徑	47 / 50 mm
有效過濾面積	12.6 cm ²
適用軟管內徑	ID8
接收瓶容積	-



VFC 47

訂購資訊

VFC 47 連續玻璃過濾漏斗		167200-S4
1	玻璃過濾上蓋	167210-01
2	鋁製夾具 47 mm	167240-01
3	磨砂玻璃過濾基座 47 mm (含：8 號矽膠塞)	167230-03
4	矽膠管 Ø 6 x 12 mm, 100 cm	167200-38
5	PTFE 沉頭	167210-36-05
選配件		
	GL45 過濾轉接座	197000-65
	血清瓶 500 mL	197000-58
	血清瓶 1000 mL	197000-59
	Rocker 300C - VFC47 連續溶劑純化系統， AC110V, 60Hz (AC220, 50Hz)	189303-11(22)