

真空過濾系統



觀看影片

2年

產品保固

產品特色

- ▶ 無汙染、免保養
Rocker 系列幫浦利用活塞作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。
- ▶ 旋卡緊扣設計
LF 30 採用旋卡扣緊技術，安裝快速、緊密且不需使用夾具。
- ▶ 磁式吸附設計
MF 31 磁力設計的過濾漏斗，在高度密封性下仍能單手操作實驗流程。
- ▶ 快速排水設計
MF 31 的玻璃接收瓶特製排水設計，不需要拆裝就可以排放廢液。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
北美 CSA 認證 (Rocker 300)
IP 30 防護等級 (Rocker 300)
RoHS 認證 (Rocker 300)
- ▶ 二年產品保固 (Rocker 300)

產品應用

- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

167305-11(22)

Rocker 300 - LF 30 真空過濾系統，包含：
* Rocker 300 無油式真空幫浦
* LF 30 過濾瓶組
* 高壓矽膠管

167311-11(22)

Rocker 300 - MF 31 真空過濾系統，包含：
* Rocker 300 無油式真空幫浦
* MF 31 過濾瓶組
* 高壓矽膠管

167300-37

Hoop 圓形固定架
Rocker 300 - LF 30 / SF 30 / SF 10 專用

Rocker 300 - LF 30



獲得專利

Rocker 300 - MF 31



獲得專利

產品規格

型號	Rocker 300 - LF 30		Rocker 300 - MF 31	
技術數據				
最大真空度	99 mbar abs.		99 mbar abs.	
最大流量	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz
噪音值	50 dB			
淨重	4.7 Kg		4.7 Kg	
尺寸 (LxWxH)	28 x 25 x 39 cm		50 x 16 x 43 cm	
電氣數據				
電壓	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	65W (1/8 HP)	60W (1/8 HP)	65W (1/8 HP)	60W (1/8 HP)
耗電流	0.7A	0.3A	0.7A	0.3A
安全性	過熱保護裝置			
過濾瓶組				
過濾杯	300 mL		300 mL	
接收瓶	1200 mL		1000 mL (排水裝置)	
適用濾膜直徑	47 mm / 50 mm		47 mm	
配備	真空調節閥、浮球防溢保護裝置			