

# 連續溶劑純化系統



觀看影片

## 產品特色

- ▶ 專為 HPLC 溶劑純化設計  
VFC 47 是專為 HPLC 移動相純化所設計的組合，與液體接觸部份採用硼矽玻璃、PP、PTFE 和矽膠製成，對常見的 HPLC 溶劑有優良的耐化學性。
- ▶ 不需手動重複倒入溶液、分裝  
Rocker 300C - VFC 47 可連續進樣並將濾液直接儲存在 GL45 血清瓶中，不需倒入樣品和分裝，避免交叉汙染。
- ▶ 無汙染、免保養  
Rocker 300C 幫浦利用隔膜作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。
- ▶ 標配沉頭，液體抽吸不殘留  
標配沉頭，確保最大量液體抽吸，減少殘留。
- ▶ 國際認證  
歐盟 CE 安全認證 (Rocker 300C)  
IP 30 防護等級 (Rocker 300C)  
RoHS 認證 (Rocker 300C)
- ▶ 一年產品保固 (Rocker 300C)

## 產品應用

- ▶ HPLC 移動相純化
- ▶ 溶劑純化與脫氣
- ▶ 微生物及污染物去除

## 訂購資訊

### 189303-11(22)

Rocker 300C - VFC 47 連續溶劑純化系統，包含：

- \* Rocker 300C PTFE 鍍膜耐腐蝕真空幫浦
- \* VFC 47 連續玻璃過濾漏斗
- \* GL45 過濾轉接座
- \* 血清瓶 1000 mL
- \* 矽膠管

### 197000-59

血清瓶 1000 mL

### 197000-58

血清瓶 500 mL

## Rocker 300C - VFC 47



## 產品規格

| 型號         | Rocker 300C - VFC 47 |                |
|------------|----------------------|----------------|
| 技術數據       |                      |                |
| 最大真空度      | 99 mbar abs.         |                |
| 最大流量       | 23 L/min @60Hz       | 20 L/min @50Hz |
| 噪音值        | 50 dB                |                |
| 淨重         | 5.2 Kg               |                |
| 尺寸 (LxWxH) | 28 x 25 x 37 cm      |                |
| 電氣數據       |                      |                |
| 電壓         | 110V                 | 220V           |
| 頻率         | 50 / 60Hz            |                |
| 最大功率       | 65W (1/8 HP)         | 60W (1/8 HP)   |
| 耗電流        | 0.7A                 | 0.3A           |
| 安全性        | 過熱保護裝置               |                |
| 過濾瓶組       |                      |                |
| 過濾漏斗       | VFC 47               |                |
| 接收瓶        | 1000 mL              |                |
| 適用濾膜直徑     | 47 mm / 50 mm        |                |
| 配備         | 真空調節閥、矽膠管、沉頭         |                |