

直接排水式真空過濾系統



觀看影片

產品特色

- ▶ 模組化設計，節省 70% 桌面空間
WaterVac 200 整合抽水幫浦、過濾瓶組為一體，不需廢液瓶及連結管線，將過濾設備最簡化，節省 70% 桌面空間。
- ▶ 直接排水，節省時間
內建抽水幫浦，直接排出濾液，免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步驟，亦無需繁瑣的前置準備，一機過濾，迅速搞定。
- ▶ 符合 ISO 8199 法規方法
每台 WaterVac 200 皆經過出廠測試以確保真空度符合 ISO 8199 的建議標準，並提供穩定的流速，是微生物樣品過濾、分析的最佳選擇。
(* ISO 8199: 水質培養的微生物計數通用指南)
- ▶ 多功能平台，相容性高
WaterVac 200 主機可配合實驗需求，更換各式過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
IP 41 防護等級
RoHS 認證
- ▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

190210-01(02)

WaterVac 200 - MS 真空過濾系統，AC100-240V，美規插頭變壓器（歐規插頭變壓器）

200300-01

MF 3 磁式過濾漏斗 300 mL

200500-01

MF 5 磁式過濾漏斗 500 mL

WaterVac 200 - MS



L 型排水接頭可 360 度旋轉



可搭配多種過濾杯轉接座及過濾漏斗
(矽膠塞式、旋卡式及拋棄式)

產品規格

型號	WaterVac 200 - MS
技術數據	
最大真空度	313 mbar abs.
最大液體流量	4.5 L/min
適用軟管內徑	ID8
噪音值	60 dB
淨重	2.8 Kg
尺寸 (LxWxH)	21 x 18 x 26 cm
濾液經過材質	SS316, FKM, 矽膠, PP, PPS
電氣數據	
輸入電源	DC24V, 1.8A
最大功率	44W
馬達	直流無刷馬達 (BLDC)
安全性	過載保護裝置
其它	
過濾孔數	2
連接基座	矽膠塞式 (8 號矽膠塞)
過濾漏斗	(選配) MF 3 / MF 5 磁式過濾漏斗 · 300 mL / 500 mL