

鋁製多連過濾座



觀看影片

121°C / 1bar / 20 min



可高壓滅菌

2年

產品保固

產品特色

▶ 極速拆裝設計

MultiVac 多連過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。

▶ 全鋁材質，輕巧實惠

MultiVac 310 / 610 採用鋁合金材質製作，重量輕巧且價格實惠。

▶ Quick-Fit 接頭設計

MultiVac 多連過濾座兩端的插心接頭和止水閥可快速拆裝互換，符合各實驗室之設置需求。

▶ 獨立控制開關

MultiVac 多連過濾座可依需求，個別控制各個過濾座。

▶ 可搭配各式過濾漏斗

MultiVac 310 / 610 - MS 多連過濾座內含 8 號矽膠塞，可搭配各品牌的過濾漏斗使用。

▶ 二年產品保固

產品應用

▶ 水中懸浮固體檢測

▶ 微生物檢測

▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

180310-01

MultiVac 310 - MS, 3 連鋁製過濾座

180610-01

MultiVac 610 - MS, 6 連鋁製過濾座


200300-01

MF 3 磁式過濾漏斗 300 mL

167110-16

8 號矽膠塞

MultiVac 310 - MS



Quick-Fit 接頭

MultiVac 610 - MS



產品規格

型號	MultiVac 310 - MS	MultiVac 610 - MS
過濾孔數	3	6
適用濾膜直徑	依過濾漏斗	依過濾漏斗
漏斗容量	依過濾漏斗	依過濾漏斗
適用軟管內徑	ID8	ID8
淨重	1.8 Kg	3.0 Kg
尺寸(LxWxH)	48 x 13 x 16 cm	85 x 13 x 16 cm
各部位名稱	材質	材質
主體	鋁合金	鋁合金
獨立控制閥	鋁合金	鋁合金
過濾杯轉接座	鋁合金	鋁合金
接頭	鋁合金	鋁合金
手把 / 旋鈕	鋁合金	鋁合金
O-ring	FKM, 矽膠	FKM, 矽膠

* 濾液經過材質為鋁合金、FKM