

多連真空過濾系統



觀看影片

2年

產品保固

產品特色

大量微生物樣品過濾

MultiVac 301 / 601 - MB - T 配備 Rocker 400 真空幫浦與不鏽鋼多連過濾座，過濾座與液體接觸部份皆採用 SS316 不鏽鋼，可火焰快速滅菌，是為大量微生物樣品過濾所設計的經濟型組合。

極速拆裝設計

MultiVac 301 / 601 - MB 多連不鏽鋼過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。

快速排水真空瓶

MultiVac 301 / 601 - MB 多連不鏽鋼過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。

可調式補氣閥設計

MultiVac 過濾座獨創的可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。

國際認證

歐盟 CE 安全認證
北美 CSA 認證 (Rocker 400)
IP 30 防護等級 (Rocker 400)
RoHS 認證 (Rocker 400)

二年產品保固 (Rocker 400)

二年產品保固 (MultiVac 301 / 601 - MB)

產品應用

- 微生物檢測
- 水中懸浮固體檢測
- 實驗室真空過濾

訂購資訊

180301-11(22)-T

180601-11(22)-T

MultiVac 301 / 601 - MB - T 真空過濾系統
包含：

- * Rocker 400 無油式真空幫浦
- * MultiVac 300 / 600 - MB,
3 / 6 連不鏽鋼過濾座
- * SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL (3 / 6 pcs)
- * PP 真空瓶 4000 mL (含排水裝置)
- * Dragon 100 電子點火本生燈
- * MCE 濾膜, 47 mm, 0.45 μ m (200 pcs)
- * 高壓矽膠管

MultiVac 301 - MB - T



獲得專利

MultiVac 601 - MB - T



獲得專利

產品規格

型號	MultiVac 301 - MB - T		MultiVac 601 - MB - T	
技術數據				
最大真空度	99 mbar abs.			
最大流量	37 L/min @60Hz	34 L/min @50Hz	37 L/min @60Hz	34 L/min @50Hz
噪音值	52 dB			
Net weight	11.8 Kg		15.6 Kg	
Dimension (LxWxH)	105 x 16 x 45 cm		144 x 16 x 45 cm	
電氣數據				
電壓	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	100W (1/6HP)	80W (1/6HP)	100W (1/6HP)	80W (1/6HP)
耗電流	1.0A	0.4A	1.0A	0.4A
安全性	過熱保護裝置			
其它				
過濾孔數	3		6	
過濾漏斗	SF 不鏽鋼過濾杯 · 100 mL x 3		SF 不鏽鋼過濾杯 · 100 mL x 6	
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm	
真空瓶	4000 mL (含排水裝置)		4000 mL (含排水裝置)	
濾液經過材質	SS316, FKM, 矽膠 , PP			