

多連真空過濾系統



觀看影片

2年

產品保固

產品特色

▶ 大量樣品過濾

MultiVac 310 / 610 - MS - T 配備 Rocker 400 真空幫浦與鋁製多連過濾座，是為大量樣品過濾所設計的經濟型組合。

▶ 極速拆裝，輕巧實惠

MultiVac 310 / 610 - MS 多連過濾座整組採用鋁合金製作，重量輕巧，且每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。

▶ 磁式漏斗，單手操作

搭配 MF 磁式過濾漏斗，磁吸式設計能輕鬆單手操作，不因放下手中器具而中斷實驗。

▶ 快速排水真空瓶

採 4000 mL 大容量 PP 材質真空瓶，且含快速排水裝置，直接排放廢液，方便且快速。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

北美 CSA 認證 (Rocker 400)

IP 30 防護等級 (Rocker 400)

RoHS 認證 (Rocker 400)

▶ 二年產品保固 (Rocker 400)

▶ 二年產品保固 (MultiVac 310 / 610 - MS)

產品應用

▶ 水中懸浮固體檢測

▶ 微生物檢測

▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

180311-11(22)-T

180611-11(22)-T

MultiVac 310 / 610 - MS - T 真空過濾系統
包含：

* Rocker 400 無油式真空幫浦

* MultiVac 310 / 610 - MS,
3 / 6 連鋁製過濾座

* MF 3 磁式漏斗 300 mL (3 / 6 pcs)

* PP 真空瓶 4000 mL (含排水裝置)

* 高壓矽膠管

MultiVac 310 - MS - T



MultiVac 610 - MS - T



產品規格

型號	MultiVac 310 - MS - T		MultiVac 610 - MS - T	
技術數據				
最大真空度	99 mbar abs.			
最大流量	37 L/min @60Hz	34 L/min @50Hz	37 L/min @60Hz	34 L/min @50Hz
噪音值	52 dB			
淨重	10.6 Kg		14.4 Kg	
尺寸 (LxWxH)	105 x 16 x 45 cm		144 x 16 x 45 cm	
電氣數據				
電壓	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	100W (1/6HP)	80W (1/6HP)	100W (1/6HP)	80W (1/6HP)
耗電流	1.0A	0.4A	1.0A	0.4A
安全性	過熱保護裝置			
其它				
過濾孔數	3		6	
過濾漏斗	MF 3, 300 mL x 3		MF 3, 300 mL x 6	
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm	
真空瓶	4000 mL (含排水裝置)		4000 mL (含排水裝置)	
濾液經過材質	PES, 鋁合金 , FKM, 矽膠 , PP			