

旋轉多連真空過濾系統



產品特色

- ▶ 大量微生物樣品過濾
過濾座與液體接觸部份皆採用 SS316 不鏽鋼及矽膠製成。濾杯可火焰快速滅菌，為大量微生物檢驗所設計的組合。
- ▶ 旋轉盤設計
旋轉盤設計方便操作，並可有效降低交叉污染。盤面印刷可清晰辨識樣品，減少錯誤取樣的可能性。
- ▶ 直接排水，省時省空間
採用可直接排水的 Alligator 200 抽水幫浦，可直接將廢液排至水槽，免去廢液瓶，讓過濾更快更方便，並節省 60% 的桌面空間。
- ▶ 材質耐用
SolarVac 與液體接觸的部份採用 SS316 及矽膠材質，堅固耐用且可高溫高壓滅菌 (autoclavable)。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證 (Alligator 200)
IP 64 防護等級 (Alligator 200)
RoHS 認證
- ▶ 一年產品保固 (Alligator 200)
- ▶ 二年產品保固 (SolarVac 601 / 1201 - MB)

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

186601-01(02)-A

1861201-01(02)-A

SolarVac 601 / 1201 - MB - A

直接排水式真空過濾系統包含：

- * Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦
- * SolarVac 600 / 1200 - MB, 6 / 12 連旋轉過濾座
- * SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL (6 / 12 pcs)
- * Dragon 100 電子點火式本燈
- * MCE 濾膜, 47 mm, 0.45 μm (200 pcs)
- * 高壓矽膠管

SolarVac 601 - MB - A



SolarVac 1201 - MB - A



產品規格

| 型號 | SolarVac 601 - MB - A | SolarVac 1201 - MB - A |
|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 技術數據 | | |
| 最大真空度 | 313 mbar abs. | |
| 最大液體流量 | 4.5 L/min | |
| 噪音值 | 60 dB | |
| 淨重 | 13 Kg | 21 Kg |
| 尺寸 (LxWxH) | 76 x 34 x 20 cm | 77 x 45 x 20 cm |
| 電氣數據 | | |
| 輸入電源 | DC24V, 1.8A | |
| 最大功率 | 44W | |
| 馬達 | 直流無刷馬達 (BLDC) | |
| 安全性 | 過載保護裝置 | |
| 其它 | | |
| 過濾孔數 | 6 | 12 |
| 過濾漏斗 | SF 不鏽鋼過濾杯 · 100 mL x 6 | SF 不鏽鋼過濾杯 · 100 mL x 12 |
| 適用濾膜直徑 | 47 mm | 47 mm |
| 濾液經過材質 | SS316, FKM, PTFE, 矽膠, PP, PPS | |