

PP 真空瓶

輕量耐摔，真空密封的完美選擇！



觀看影片



耐壓、耐摔，超堅固

- ◆ 厚壁設計，可在真空環境下保持 24 小時不變形*
- ◆ 輕量又耐摔的聚丙稀 (PP) 製成，是替換玻璃瓶的好選擇

* 於室溫 25°C 下測試



高品質

- ◆ EPDM 及矽膠 O-ring 保證真空環境的氣密性



容量識別

- ◆ 瓶身設有刻度線，數字清晰易識別



耐化性佳 & 可高溫高壓滅菌

- ◆ 對化學物質的耐受性良好
- ◆ 可高溫高壓滅菌 (1 bar, 121°C, 20 minutes)

**BPA
Free**

**FDA
認證**

產品應用

- ▶ 真空相關應用
- ▶ 廢液瓶、緩衝瓶
- ▶ 無菌液體輸送瓶
- ▶ HPLC 溶劑容器



PP 真空瓶



PP 真空瓶 4000 mL

規格				
料號	197200-47	197200-48	197200-53	197200-46
瓶蓋尺寸	B83	B83	B83	B83
接頭形式	插心接頭	插心接頭	快速接頭	-
液位刻度間距	500 mL	500 mL	500 mL	500 mL
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes	Yes	-
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8	ID6	-
排水裝置	-	Yes	-	-



PP 真空瓶 2000 mL

規格			
料號	197202-47	197202-53	197202-46
瓶蓋尺寸	B83	B83	B83
接頭形式	插心接頭	快速接頭	-
液位刻度間距	500 mL	500 mL	500 mL
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes	-
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID6	-



PP 真空瓶 1000 mL

規格			
料號	197100-10	197100-10SC	197100-10SCN
瓶蓋尺寸	GL45	GL45	GL45
接頭形式	插心接頭	插心接頭	插心接頭
液位刻度間距	250 mL	250 mL	250 mL
浮球防溢保護裝置	-	Yes	-
適用軟管內徑	ID6	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8