

大容量廢液抽吸系統



觀看影片

產品特色

► All in One，省 50% 空間

整合真空源、真空瓶與廢液抽吸套件，提供實驗室完整的廢液抽吸解決方案，比傳統自組系統節省 50% 空間。

► 超大容量，節省時間

標配 4L PP 快接真空瓶，超大容量設計降低清除廢液的頻率，提升實驗效率。另可選配 3.5L 血清瓶。

► 人機安全，雙重防護

多重防護設計，保護操作者安全，更延長機器的使用年限：

(1) 快速接頭設計讓廢液瓶移除更加簡便，也避免傾倒時廢液外漏。

(2) 圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒。

(3) 浮球防溢保護裝置，防止廢液溢滿而吸入主機中。

► Eco 功能 (Lafil 200^{eco})

Lafil 200^{eco} 具備節能設計，在達到最大真空時，自動停止；並於操作時，自行啟動。不僅可節省電力損耗，也可以維持安靜的工作環境。

► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

IP41 防護等級

RoHS 認證 (Lafil 200)

► 一年產品保固 (Lafil 200 & Lafil 200^{eco})

產品應用

► 細胞培養廢液抽吸

► 生化實驗廢液抽吸

► 實驗室各種廢液抽吸

訂購資訊

197205-01(02)

Lafil 200 - Plus 廢液抽吸系統，

AC100-240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

197203-01(02)

Lafil 200 - BioDolphin 廢液抽吸系統，

AC100-240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

197215-01(02)

Lafil 200^{eco} - Plus 廢液抽吸系統，

AC100-240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

197213-01(02)

Lafil 200^{eco} - BioDolphin 廢液抽吸系統，

AC100-240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

197200-53

PP 快接真空瓶 4000 mL

197000-60-3500

硼矽玻璃血清瓶 3500 mL (含 GL45 抽氣血清瓶蓋)

Lafil 200 - Plus



Lafil 200 - BioDolphin



* Lafil 200 與 Lafil 200^{eco} 在外觀上的差異在於銘版設計

產品規格

型號	Lafil 200 - Plus / BioDolphin	Lafil 200 ^{eco} - Plus / BioDolphin
技術數據		
最大真空度	1013 ~ 213 mbar abs.	880 ~ 370 mbar abs.
最大流量	10 L/min	
抽液速率	17 mL/sec	
真空瓶	PP 快接真空瓶 4000 mL / (選配) 玻璃血清瓶 3500 mL	
自動停機	-	Yes
噪音值	55 dB	
主機重量	2.1 Kg	2.3 Kg
主機尺寸 (LxWxH)	38 x 26 x 22 cm	
電氣數據		
輸入電源	DC12V, 1.5A	
最大功率	18W	
其它	Plus	BioDolphin
廢液抽吸套件	<ul style="list-style-type: none"> 手持操作器 單爪 tip 接頭 (150 mm) 單爪退 tip 接頭 八爪退 tip 接頭 	<ul style="list-style-type: none"> 手持操作器 單爪 tip 接頭 (50 mm) 單爪 tip 接頭 (150 mm) 單爪不鏽鋼接頭 (40 mm) 單爪不鏽鋼接頭 (80 mm) 八爪不鏽鋼接頭 (40 mm) 單爪退 tip 接頭 八爪退 tip 接頭 配件放置架

大容量廢液抽吸系統

X2 可一次連接 2 組手持操作器
同時進行廢液抽吸，加速實驗流程

 浮球防溢保護裝置
避免液體滿溢被吸入幫浦

 快速接頭
加快廢液瓶移除，也避免
傾倒時廢液外漏

 **PP 快接真空瓶 4000 mL**
可依需求選配
硼矽玻璃血清瓶 3500 mL
(產品型號:197000-60-3500)

 可收納手把
方便於各操作台間移動

 多功能放置架
可於實驗中放置手持操作器
避免交叉汙染，且可整齊收
納所有抽吸配件

 圍籬式平台
避免廢液瓶組
因碰觸而傾倒

 單手退 tip 設計
輕壓即可卸除 tip，省時又省力

 更節能、更安靜
Eco 型號在達到最高真空度時會自動停止，
於操作時再自動啟動

 手持操作器採人體工學握法
Lock 鍵固定抽吸又省力

本產品可使用乙醇 (EtOH) 及異丙醇 (IPA) 擦拭清潔。

