

# 大容量廢液抽吸系統



觀看影片

## 產品特色

### ► All in One，省 50% 空間

整合真空源、真空瓶與廢液抽吸套件，提供實驗室完整的廢液抽吸解決方案，比傳統自組系統節省 50% 空間。

### ► 超大容量，節省時間

標配 4L PP 快接真空瓶，超大容量設計降低清除廢液的頻率，提升實驗效率。

### ► 人機安全，雙重防護

多重防護設計，保護操作者安全，更延長機器的使用年限：

- (1) 快速接頭設計讓廢液瓶移除更加簡便，也避免傾倒時廢液外漏。
- (2) 圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒。
- (3) 浮球防溢保護裝置，防止廢液溢滿而吸入主機中。
- (4) 針頭式過濾器搭配自動閉合廢液瓶，可有效阻擋氣膠並降低汙染風險。

### ► Eco 功能 (Lafil 200<sup>eco</sup>)

Lafil 200<sup>eco</sup> 具備節能設計，在達到最大真空時，自動停止；並於操作時，自行啟動。不僅可節省電力損耗，也可以維持安靜的工作環境。

### ► 國際認證

歐盟 CE 安全認證  
IP41 防護等級  
RoHS 認證 (Lafil 200)

### ► 一年產品保固 (Lafil 200 & Lafil 200<sup>eco</sup>)

## 產品應用

- 細胞培養廢液抽吸
- 生化實驗廢液抽吸
- 實驗室各種廢液抽吸

## 訂購資訊

### 197205-01(02)

Lafil 200 - Plus 廢液抽吸系統，  
AC100-240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

### 197203-01(02)

Lafil 200 - BioDolphin 廢液抽吸系統，  
AC100-240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

### 197205B-01(02)

Lafil 200 - Plus 廢液抽吸系統 (含插心接頭真空瓶)，  
AC100-240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

### 197215-01(02)

Lafil 200<sup>eco</sup> - Plus 廢液抽吸系統，  
AC100-240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

### 197213-01(02)

Lafil 200<sup>eco</sup> - BioDolphin 廢液抽吸系統，  
AC100-240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

### 197200-53

PP 快接真空瓶 4000 mL

## Lafil 200 - Plus



## Lafil 200 - BioDolphin



\* Lafil 200 與 Lafil 200<sup>eco</sup> 在外觀上的差異在於銘版設計

## 產品規格

型號	Lafil 200 - Plus / BioDolphin	Lafil 200 <sup>eco</sup> - Plus / BioDolphin
技術數據		
最大真空度	1013 ~ 213 mbar abs.	880 ~ 370 mbar abs.
最大流量	10 L/min	
抽液速率	17 mL/sec	
真空瓶	PP 快接真空瓶 4000 mL / (選配) 玻璃血清瓶 3500 mL	
自動停機	-	Yes
噪音值	55 dB	
主機重量	2.1 Kg	2.3 Kg
主機尺寸 (LxWxH)	38 x 26 x 22 cm	
電氣數據		
輸入電源	DC12V, 1.5A	
最大功率	18W	
其它	Plus	BioDolphin
廢液抽吸套件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 手持操作器</li> <li>• 單爪 tip 接頭 (150 mm)</li> <li>• 單爪退 tip 接頭</li> <li>• 八爪退 tip 接頭</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 手持操作器</li> <li>• 單爪 tip 接頭 (50 mm)</li> <li>• 單爪 tip 接頭 (150 mm)</li> <li>• 單爪不鏽鋼接頭 (40 mm)</li> <li>• 單爪不鏽鋼接頭 (80 mm)</li> <li>• 八爪不鏽鋼接頭 (40 mm)</li> <li>• 單爪退 tip 接頭</li> <li>• 八爪退 tip 接頭</li> <li>• 配件放置架</li> </ul>