廢液抽吸系統





產品特色

▶ All in One,省 50%空間

整合真空源、真空瓶與廢液抽吸套件, 提供實驗室廢液抽吸一體化解決方案, 更比傳統組合減少一半檯面占用面積。

▶ 人機安全,雙重防護

多重防護設計,保護操作者安全,更延 長機器的使用年限:

- (1) Lafil 系列的圍籬式平台固定廢液瓶, 避免操作者碰觸瓶身而傾倒。
- (2) 真空瓶內裝有浮球防溢保護裝置,可 防止廢液溢滿而吸入主機。

▶ 無汙染、免保養

內建無油式幫浦,不需使用油來潤滑與 保養,因此無油霧汙染的問題。

▶ 可高溫高壓滅菌

真空瓶與廢液抽吸套件採 PES 及 POM 材質,均可高溫高壓滅菌。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

▶ 二年產品保固 (Lafil 300)

產品應用

- ▶ 細胞培養廢液抽取
- ▶ 實驗室各種廢液抽吸

訂購資訊

197305-11(22)

Lafil 300 - Plus 廢液抽吸系統 AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197303-11(22)

Lafil 300 - BioDolphin 廢液抽吸系統 AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197300-11(22)

Lafil 300 無油式真空幫浦 AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)





產品規格

7				
型號	Lafil 300 - Plus		Lafil 300 - BioDolphin	
技術數據				
最大真空度	99 mbar abs.			
最大流量	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz	23 L/min@60Hz	20 L/min @50Hz
抽液速率	18 mL/sec			
真空瓶	PES 真空瓶 1200 mL			
噪音值	50 dB			
主機重量	5.9 Kg			
主機尺寸 (LxWxH)	34 x 25 x 30 cm			
電氣數據				
電壓	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	65W (1/8 HP)	60W (1/8 HP)	65W (1/8 HP)	60W (1/8 HP)
耗電流	0.7A	0.3A	0.7A	0.3A
安全性	過熱保護裝置			
其它	Plus		BioDolphin	
廢液抽吸套件	手持操作器單爪 tip 接頭 (150 mm)單爪退 tip 接頭八爪退 tip 接頭		•手持操作器 •單爪 tip 接頭 (50 mm) •單爪 tip 接頭 (150 mm) •單爪不鏽鋼接頭 (40 mm) •單爪不鏽鋼接頭 (80 mm) •八爪不鏽鋼接頭 (40 mm) •單爪退 tip 接頭 •八爪退 tip 接頭 •配件放置架	