

抽吸配件


121°C / 1bar / 20 min
可高壓滅菌

PP 真空瓶 / 排水真空瓶

規格	PP 真空瓶 4000 mL	PP 排水真空瓶 4000 mL	PP 快接真空瓶 4000 mL	平蓋 PP 真空瓶 4000 mL
----	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------



料號	197200-47	197200-48	197200-53	197200-46
接頭形式	插心接頭	插心接頭	快速接頭	-
液位刻度間距	500 mL	500 mL	500 mL	500 mL
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes	Yes	-
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8	ID6	-
排水裝置	-	Yes (橡膠，不可滅菌)	-	-
高溫高壓滅菌	Yes	Yes	Yes	Yes



完整 PP 真空瓶系列
請參閱 P.79

* PP : Polypropylene

抽吸配件



PP 真空瓶

規格	PP 真空瓶 1000 mL	PP 真空瓶 2000 mL
料號	197100-10	197202-47
液位刻度間距	250 mL	500 mL
浮球防溢保護裝置	-	Yes
適用軟管內徑	ID6	ID4 ~ ID8
高溫高壓滅菌	Yes	Yes



PES 真空瓶

規格	PES 真空瓶 1200 mL	PES 真空瓶 1200 mL
料號	197000-11	197000-12
液位刻度間距	100 mL	100 mL
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes
過濾瓶組轉接蓋	Yes	-
適用軟管內徑	ID8	ID4 ~ ID8
高溫高壓滅菌	Yes	Yes



快速接頭

規格	1/4 inch 公接頭	5/16 inch 母接頭
料號	197201-38	197201-39
適用軟管內徑	ID6	ID8
材質	POM, FKM	POM, SS316, FKM
高溫高壓滅菌	Yes	Yes



GL45 玻璃血清瓶

規格	玻璃血清瓶 500 mL	玻璃血清瓶 1000 mL	玻璃血清瓶 3500 mL
料號	197000-60-500	197000-60-1000	197000-60-3500
蓋子	GL45 抽氣血清瓶蓋	GL45 抽氣血清瓶蓋	GL45 抽氣血清瓶蓋
液位刻度間距	100 mL	100 mL	500 mL
適用軟管內徑	ID6	ID6	ID6
高溫高壓滅菌	Yes	Yes	Yes

* PES : Polyethersulfone, PP : Polypropylene