

超薄電磁攪拌器

產品特色

► 更輕更薄

MS 100 超薄電磁攪拌器高度僅有 1.2 公分，不管是放在空間有限的實驗室、操作臺裡，或是外出攜帶都方便。

► 更耐用、更安全

防水外殼採用耐腐蝕材質，搭配防滑橡膠底座，使 MS 100 電磁攪拌器更耐用、更安全。

► 電磁線圈技術

採用電磁線圈技術，內部無任何運動部件，提供更安靜、無磨損的操作體驗。

► 2 種高效攪拌模式

選擇合適的攪拌模式，提高效率：

- (1) 單向攪拌：以逆時針方向旋轉
- (2) 正反攪拌：每 45 秒自動改變攪拌轉向

► 國際認證

歐盟 CE 安全認證
IP 65 防護等級
RoHS 認證

► 一年產品保固

產品應用

- 攪拌
- 液體混合
- 試劑製備

訂購資訊

203100-01(02)

MS 100 超薄電磁攪拌器，
AC100-240V, 美規插頭變壓器
(歐規插頭變壓器)

203100-10

PTFE 磁石攪拌子，Ø 3.6 x 25 mm

MS 100



產品規格

型號	MS 100
技術數據	
最大攪拌量 (H ₂ O)	1L
轉速可調範圍	20 ~ 1500 rpm
攪拌方向	逆時針、順 / 逆時針 (45 秒換方向)
計時器	(1) 倒數計時：0:05~9:00 (小時：分鐘) (2) 連續運轉：0:00 (小時：分鐘)
適用攪拌子長度	25 ~ 30 mm
工作盤面材質	聚酯 (PE)
工作盤面尺寸	Ø 10 cm
淨重	200 g
尺寸 (LxWxH)	18 x 11 x 1.2 cm
電氣數據	
輸入電源	DC12V, 0.3A
頻率	50 / 60Hz
最大功率	3W

* 整套包含一個電磁攪拌器跟一個攪拌子