

乾浴器



觀看影片

產品特色

► 一機多功能

Sahara 系列乾浴器的加熱槽為一體成型，且槽體表面有 PTFE 塗層，可依樣品型態搭配鋁塊、亞姆珠或當小型水浴槽使用。

► 3 組加熱程式

Sahara 系列乾浴器可計時長達 99 小時 59 分鐘，且可依需求儲存 3 組自行設定的加溫程式，不需每次重新設定，加快實驗進行。

► 自動關閉，聲響警示

Sahara 系列乾浴器執行完加熱程式後，皆會以聲響告知並自動停止儀器加熱。


► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

► 一年產品保固

產品應用

- 微生物實驗
- 生化實驗
- 珠浴 / 水浴槽



訂購資訊

179310-11(22)

Sahara 310 單槽乾浴器
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
(不含鋁塊)

179320-11(22)

Sahara 320 雙槽乾浴器
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
(不含鋁塊)


179300-00

亞姆珠 (單槽)

Sahara 310 / 320



鋁塊規格



◆ 鋁塊尺寸 (LxWxH) : 80 x 100 x 50 mm

鋁塊	孔寬	孔深	孔數	適用試管
179300-01	6.4 mm	17 mm	64 孔	0.2 mL
179300-02	8.2 mm	25 mm	20 孔	0.5 mL
179300-03	10.2 mm	33 mm	20 孔	1.5 mL, 2.0 mL
179300-05	13 mm	36 mm	20 孔	康氏管
179300-06	20 mm	45 mm	12 孔	
179300-07	25 mm	45 mm	6 孔	
179300-10	17 mm	45 mm	12 孔	5 mL, 15 mL

產品規格

型號	Sahara 310		Sahara 320	
技術數據				
容納鋁塊數	1 個鋁塊		2 個鋁塊	
顯示螢幕	OLED 螢幕			
加熱槽	一體成型・PTFE 塗層			
溫度範圍	室溫 +5°C ~ 150°C			
解析度	0.1°C			
溫度準確度	± 0.2°C (@37°C)			
溫度均勻性	± 0.2°C (@37°C)			
計時器	(1) 倒數計時：00:01~99:59 (小時：分鐘) (2) 連續加熱：00:00 (小時：分鐘)			
主機重量	2.3 Kg		3.0 Kg	
主機尺寸 (LxWxH)	27 x 19 x 11 cm		35 x 19 x 11 cm	
電氣數據				
電壓	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	120W		240W	
安全性	過熱保護裝置 (170°C)			