

真空純化裝置



觀看影片

2年

產品保固

產品特色

► 簡化流程

WelVac 200 以真空動能取代傳統離心法，不需繁瑣的上機離心及置換廢液步驟，簡化處理流程，大幅提昇實驗效率。

► 節省時間

WelVac 真空純化系統能快速且連續地純化樣品，省去離心升降速及處理廢液的時間。特製的離心管放置板最高可同時處理 24 管樣品，加速純化效率。

► 一機多用

獨特的腔體及轉置板設計，使 WelVac 200 成為高度相容的平台，適用於各式純化管柱及 96 孔過濾微孔盤。

► 國際認證

歐盟 CE 安全認證
北美 CSA 認證 (Rocker 300)
IP 30 防護等級 (Rocker 300)
RoHS 認證 (Rocker 300)

► 二年產品保固

(Rocker 300 & WelVac 200)

WelVac 200



96 孔過濾微孔盤



24 管微量離心管



8 管大量離心管

WelVac 210



產品應用

- DNA 純化
- RNA 純化
- 凝膠萃取
- PCR Clean-Up

訂購資訊

195200-00

WelVac 200 真空純化裝置

全套包含以下四項配件：

195200-42 24 孔離心管轉置板

195200-43 矽膠魯爾接頭，25/pk

195200-44 矽膠魯爾接頭孔塞，25/pk

195200-45 廢液收集盒

195210-11(22)

WelVac 210 真空純化系統

AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz) 全套包含：

* Rocker 300 無油式真空幫浦

* WelVac 200 真空純化裝置

* 高壓矽膠管

197000-12

PES 真空瓶 1200 mL

產品規格

型號	WelVac 200	WelVac 210
技術數據		
最大真空度	-	99 mbar abs.
最大流量	-	23 L/min @60Hz 20 L/min @50Hz
真空瓶	(選配) PES 真空瓶 1200 mL	
適用軟管內徑	ID8	ID8
噪音值	-	50 dB
主機重量	2.6 Kg	6.8 Kg
尺寸 (LxWxH)	23 x 12 x 10 cm	60 x 14 x 20 cm
電氣數據		
電壓	-	110V 220V
頻率	-	50 / 60Hz
最大功率	-	65W (1/8 HP) 60W (1/8 HP)
耗電流	-	0.7A 0.3A
安全性	-	過熱保護裝置
材料		
腔體材質	鋁合金	
離心管轉置板材質	PC	
墊圈 / O-ring 材質	橡膠	
魯爾接頭 / 孔塞	矽膠	