

重力式微孔盤清洗機

產品特色

▶ 經濟實惠

BioWasher 100 是運用重力、無需電力的手動清洗器。適合 ELISA 實驗中的 96 孔微孔盤、8 連排反應管的清洗。

▶ Wise-tilt 設計

固定座可將微孔盤平放、橫放或斜放，有效減少液體殘留，操作上也更符合人體工學。

▶ 雙排抽吸，避免交叉汙染

八爪分注器採用兩排高低不一的不鏽鋼管，避免微孔間的交叉汙染。

- 短管：分注清洗液

- 長管：藉真空抽取廢液

▶ 可高溫高壓滅菌

八爪分注器由 PTFE 與 SS304 不鏽鋼製成，耐化性高，且可高溫高壓滅菌 (autoclavable)。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證 (Lafil 200)

IP 41 防護等級 (Lafil 200)

RoHS 認證 (Lafil 200)

▶ 一年產品保固 (Lafil 200)

產品應用

▶ ELISA 清洗

▶ 96 孔微孔盤清洗

訂購資訊

196100-00

BBioWasher 100 微孔盤清洗器，包含：

196811-00 八爪分注器

196100-02 微孔盤固定座

196100-03 配件包

196100-01(02)-T

BioWasher 100 - T 重力式微孔盤清洗機，全套包含：

* BioWasher 100 微孔盤清洗器

* PP 洗滌瓶 4000 mL

* Lafil 200 真空幫浦

* PP 快接真空瓶 4000mL

* 矽膠管

196100-05 PP 洗滌瓶 4000 mL

199100-68 矽膠管 \varnothing 4.2 x 8 mm, 200 cm

196100-31

Dynalon® Dura-Clamp 流量控制夾，適用外徑 3.2 ~ 11 mm 軟管

BioWasher 100



BioWasher 100 - T

* 洗滌瓶應置於高於實驗桌面 60 cm 的平台，以確保清洗液能順利流出。

> 60 cm

產品規格

型號	BioWasher 100	BioWasher 100 - T
技術數據		
最大真空度	-	213 mbar abs.
最大流量	-	10 L/min
洗滌瓶	-	4L PP 洗滌瓶
真空瓶	-	4L PP 真空瓶
適用軟管內徑	ID5	ID5
噪音值	-	50 dB
主機重量	560 g	4.5 Kg
尺寸 (LxWxH)	20 x 15 x 8 cm	75 x 29 x 40 cm
電氣數據		
輸入電源	-	DC12V, 1.5A
最大功率	-	18W
材料		
八爪分注器	PTFE, SS304	
微孔盤固定座	壓克力 (Acrylic)	