

菌落計數器



觀看影片

2年

產品保固

產品特色

▶ 壓感設計，無汙染

Galaxy 330 採用壓力感應設計，每秒至多感應 7 下，並可使用各種計數筆，不破壞樣品，無污染的疑慮。

▶ 四面顯示窗

Galaxy 330 具有一大三小，共四個顯示螢幕，可同時顯示當次及前三個計數值。

▶ 貼心操作設計

- (1) 多重複平均鍵，由軟體直接將多筆數值平均，免除人為計算。
- (2) 倒退計數鍵，避免誤觸計數，影響結果。
- (3) 培養皿圓盤及扣片，適用多種尺寸培養皿。
- (4) 相容性高：培養皿、快檢片，適用多種尺寸培養皿與快檢片，如 Petrifilm™, MC Media Pads™, Compact Dry™, EasyPlate™

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

▶ 二年產品保固

產品應用

▶ 微生物菌落計數

總生菌數
大腸桿菌數

Galaxy 330



Galaxy 330 專用軟體 (選配)

可換算稀釋倍數、儲存實驗數據，且可編輯資料，生成可列印的報告形式，方便使用。

產品規格

型號	Galaxy 330
技術數據	
顯示螢幕	3 位數 · LED 面板
放大倍數	2 倍
適用培養皿尺寸	Ø 60 mm 或 Ø 90 ~ 150 mm
適用快檢片	(適用) Petrifilm™, MC Media Pads™, Compact Dry™, EasyPlate™
儲存紀錄	100 組
操作按鍵	平均、歸零、倒退計數
光源亮度	可調整 · LED 燈
壓力敏感度	可調整
計數聲響	可調整
主機重量	5.6 Kg
主機尺寸 (LxWxH)	35 x 30 x 37 cm
電氣數據	
輸入電源	DC12V, 0.8A
最大功率	10W
輸出方式	USB

訂購資訊

175330-01(02)

Galaxy 330 菌落計數器，AC100-240V 美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

175331-01(02)

Galaxy 330 菌落計數器，AC100-240V 美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器) (含專用軟體和電腦連接線)

175330-12

Galaxy 330 專用軟體配件組 (含 16GB USB 和電腦連接線)

175200-34-2

1.5 倍放大鏡

175330-09-1

快檢片轉接座，適用 Petrifilm™ / MC-Media Pads / Compact Dry™ / EasyPlate™