

電子點火式本生燈



觀看影片

產品特色

簡單安全

- (1) 採用壓電點火裝置，一點即燃。
- (2) Dragon 100 含安全開關，避免誤觸。

焰力穩定

- (1) 優化的瓦斯進氣設計，使丁烷可以充足供應，並提供穩定的火焰。
- (2) 最高溫可達 1300°C 並持續 60 分鐘。

專業可靠

金屬製底座可使重心穩固且不易傾倒。

國際認證

歐盟 CE 安全認證

一年產品保固

產品應用

- ▶ 消毒
- ▶ 加熱
- ▶ 焊接
- ▶ 烹煮

訂購資訊

177100-00

Dragon 100 電子點火式本生燈

177200-00

Dragon 200 電子點火式本生燈

177220-00

Dragon 220 電子點火式本生燈

177200-T

Dragon 200-T 本生燈套件組，包含

* Dragon 200 電子點火式本生燈

* 燒杯架


* 陶瓷纖維網 (14 x 14 cm)

177200-10

燒杯架

177200-12

陶瓷纖維網 (14 x 14 cm)



Dragon 100



Dragon 200 - T



Dragon 200



Dragon 220

產品規格

型號	Dragon 100	Dragon 200	Dragon 200 - T	Dragon 220
技術數據				
最高溫度	1300 °C	1300 °C	1300 °C	1300 °C
燃料容量	40 g	35 g	35 g	35 g
連續工作時間	60 min	60 min	60 min	60 min
安全開關	Yes	-	-	-
淨重	380 g	410 g	1235 g	425 g
尺寸 (LxWxH)	8 x 14 x 16 cm	8 x 12 x 9 cm	15 x 17 x 13 cm	8 x 12 x 9 cm
其它				
配件	-	-	燒杯架 陶瓷纖維網	-