

電子式高溫滅菌器

產品特色

- ▶ 電子式加熱，不需使用燃料
Dragon 300 / 320 電子式高溫滅菌器主要用於接種環（針）、試管管口等之滅菌，其利用電子加熱方式達到快速滅菌之目的，也因為不需使用瓦斯燃料，故不會產生因火焰而造成微生物之飛濺或交叉污染。
- ▶ 升溫快速
Dragon 300 / 320 電子式高溫滅菌器功率超強，只需要幾分鐘即可到達 850°C，數秒鐘就可完成滅菌。
- ▶ 寬口設計
Dragon 320 的寬口設計，使其適用試管管口直徑達 37 mm。
- ▶ 人性化設計、操作方便
Dragon 300 / 320 電子式高溫滅菌器設計了加重底座及可調式爐角裝置（向上 45°、向下 75°）並安裝接種環放置架，是無菌操作台、厭氧培養箱之最佳夥伴。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
- ▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 接種針（環）滅菌
- ▶ 培養試管滅菌

訂購資訊

177300-11(22)

Dragon 300 電子式高溫滅菌器
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

177320-11(22)

Dragon 320 電子式高溫滅菌器
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

Dragon 300



Dragon 320



產品規格

型號	Dragon 300		Dragon 320	
技術數據				
最高溫度	850 °C			
待機溫度	600 °C			
爐腔直徑	16 mm		37 mm	
淨重	1.1 Kg		1.1 Kg	
尺寸 (LxWxH)	17 x 9 x 21 cm		19 x 9 x 22 cm	
電氣數據				
電壓	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	180W		180W	
安全性	保險絲		保險絲	