

4 合 1 水質分析儀



觀看影片

產品特色

▶ 水質重點，一機搞定

WD 100 是專為 COD、氨氮、總磷、總氮 4 種水質監測重點所設計，兼具多參數檢測與體積精巧的特色，適合各種實驗室、企業及工廠使用。

▶ 自建曲線，彈性應用

WD 100 設有 11 條自訂曲線，可由使用者自行設定不同的量測參數，符合多個使用者及多種操作情況的檢測需求。

▶ 開機即用，高效量測

WD 100 開機無需預熱，放入試管立即顯示及自動儲存濃度結果，並可儲存高達 100 筆檢測資料，方便日後讀取使用。

▶ 自訂常用選單，提高效率

Favorite 選單功能讓使用者儲存常用測試參數及範圍，不需記憶方法編號或翻閱手冊，提高工作效率。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 地表水、地下水檢測
- ▶ 工廠、城市廢水檢測
- ▶ 河川、湖泊等環境水質檢測

訂購資訊

191100-01(02)

WD 100, 4 合 1 水質分析儀分析儀，
AC100-240V，美規插頭變壓器
(歐規插頭變壓器)

WD 100



產品規格

型號	WD 100
技術數據	
顯示螢幕	背光型 LCD
適用試劑廠牌	HACH
標準程式	化學需氧量 (COD)、氨氮 (NH ₃ -N)、總磷 (TP)、總氮 (TN)
自訂曲線	11 組
檢測光源	LED
波長	420 nm, 610 nm (自動選擇)
測定速度	3 秒
光學穩定度	≤ 0.005 Abs / 30 min
儲存紀錄	100 組
資料格式	項目、波長、濃度、樣品編號、時間
主機重量	0.5 Kg
主機尺寸 (LxWxH)	23 x 13 x 9 cm
電氣數據	
輸入電源	DC12V, 1.0A
供應電源	DC9V 電池、外接電源變壓器
最大功率	1W

參數	HACH 試劑產品貨號		
	低濃度 (LR)	高濃度 (HR)	高濃度 (HR plus)
化學需氧量 COD	2125825 / 2125815	2125925 / 2125915	2415925
氨氮 NH ₃ -N	2604545	2606945	
總磷 TP	2742645	2767245	
總氮 TN	2672245	2714100	