

台灣精品
2022

大量樣品

Alligator X MultiVac 直接排水式過濾系統

高效、省空間、彈性變化



符合 ISO 8199 規範

產品特色



簡化流程，節省時間

- ◆ 直接排水設計，省下卸除管線、清除廢液、安裝管線等步驟所需時間
- ◆ 多孔過濾座兩端的Quick-Fit快速接頭與通氣閥，可因應真空源位置快速拆裝互換



節省40%桌面空間

- ◆ 直接與過濾裝置連接，不需廢液瓶，節省更多空間



因應需求，彈性變化

- ◆ 可依需求更換不同的過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗

產品應用

- ◆ 微生物檢測
- ◆ 懸浮固形物檢測



國際認證

CE / RoHS / IP 64



▲ 可依需求更換不同的過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗

產品規格

型號	Alligator 200	
電源	DC24V, 1.8A	
最大真空度	313 mbar abs.	
最大液體流量	4.5 L/min	
馬達	60W 直流無刷馬達 · 延長幫浦使用年限	
噪音值	60 dB	
適用軟管內徑	ID8	
濾液經過材質	SS316, FKM, PTFE, 矽膠, PP, PPS	
國際認證	CE, RoHS, IP 64	
尺寸 (LxWxH)	24 x 19 x 20 cm	
型號	MultiVac 301 / 601 - MB	MultiVac 310 / 610 - MS
過濾孔數	3孔 / 6孔	3孔 / 6孔
濾膜直徑	47 mm	依過濾漏斗直徑
適用軟管內徑	ID8	ID8
多孔過濾座本體材質	SS316	Aluminum



MultiVac 301 - MB - A 直接排水式真空過濾系統



MultiVac 310 - MS - A 直接排水式真空過濾系統



MultiVac 601 - MB - A 直接排水式真空過濾系統



MultiVac 610 - MS - A 直接排水式真空過濾系統



訂購資訊

181200-01(02)	Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦 · AC100-240V 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
180301-01(02)-A	MultiVac 301-MB-A 直接排水式真空過濾系統 · AC100-240V 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
180601-01(02)-A	MultiVac 601-MB-A 直接排水式真空過濾系統 · AC100-240V 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
180311-01(02)-A	MultiVac 310-MS-A 直接排水式真空過濾系統 · AC100-240V 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
180611-01(02)-A	MultiVac 610-MS-A 直接排水式真空過濾系統 · AC100-240V 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
180100-01	SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL
180100-03	SF 不鏽鋼過濾杯 300 mL
180100-05	SF 不鏽鋼過濾杯 500 mL
200300-01	MF 3 磁式過濾漏斗 300 mL
200500-01	MF 5 磁式過濾漏斗 500 mL
190100-73	Millipore 拋棄式過濾杯轉接座
190100-74	Sartorius 拋棄式過濾杯轉接座

RO-BRO181-TC202602-A01

洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
Tel: +886-7-227-3358
Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區仁愛路一段402號11樓
Tel: +886-2-2603-3311
Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rocker.com.tw
sales@rocker.com.tw

