

PES 過濾瓶組



LF 30



MF 31

產品特色


- ▶ LF 30 專利旋卡扣緊 (M381450) 與浮球防溢保護，安全有保障
- ▶ MF 31 專利磁力設計 (I5551337)，在高度密封性下仍能用單手操作

產品應用

一般性過濾，如培養液、水中懸浮固形物過濾等

產品規格

材質	LF 30	MF 31
過濾杯	PES	PES
過濾基座	PC	PES
濾膜墊片	PP	PES
接收瓶	PC	硼矽玻璃
針頭式過濾器	PTFE	PTFE
排水管	-	橡膠 (不可滅菌)
規格		
漏斗容積	300 ml	300 ml
接收瓶容積	1200 ml	1000 ml
濾膜直徑	47 mm	47 mm
適用軟管內徑	ID8	ID8
排水裝置	-	Yes
浮球防溢保護裝置	Yes	-



LF 30

MF 31

訂購資訊

LF 30, PES 旋卡式過濾瓶組		197010-30
1	PP 過濾杯蓋	197000-36
2	300 ml PES 旋卡式過濾杯	197000-34
3	47 mm PC 旋卡式過濾基座	197000-35
4	PP 黑色上蓋	197000-40
5	1200 ml, PC 廢液瓶蓋	197000-32-PC
6	浮球防溢保護裝置	197000-39
7	1200 ml, PC 廢液瓶	197000-31-PC
MF 31, PES 磁式過濾瓶組		200320-31
1	PP 過濾杯蓋	200300-36
2	300 ml PES 磁式過濾杯	200300-30
3	PES 磁式過濾基座	200300-32
4	8 號矽膠塞	167110-16
5	1000 ml 快速排水型接收瓶 (含：側邊螺紋接頭)	167300-08
6	接收瓶固定吸盤	167200-45