

真空過濾系統



影片介紹



產品保固

產品特色

► 體積小、操作安全

Lafil 300 真空過濾系統整合過濾瓶組與真空源為一體，發揮工業設計巧思，比傳統組合減少一半檯面占用面積，另使用圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒。

► 專利旋卡緊扣設計

過濾漏斗及接收瓶採用洛科專利 (M381450) 旋卡扣緊的技術，不但安裝快速、緊密且不需使用夾具。

► 浮球防溢保護裝置

PC 接收瓶具有浮球防溢保護裝置，當液位上升觸及浮標時，浮標會上升而頂住氣體管路，防止液體被吸入幫浦。

► 可高溫高壓滅菌

Lafil 300 搭配的接收瓶採 PC 材質，過濾漏斗採 PES 或 SS316 材質，均可高溫高壓滅菌。

► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

► 二年產品保固 (Lafil 300)



Lafil 300 - LF 30



Lafil 300 - SF 10

產品應用

- 實驗室真空過濾
- 水中懸浮固形物檢測
- 微生物檢測

訂購資訊

197301-11(22)

Lafil 300 - LF 30 真空過濾系統，
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197302-11(22)

Lafil 300 - SF 10 真空過濾系統，
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197300-11(22)

Lafil 300 無油式真空幫浦，
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

180100-11

100 ml 不鏽鋼過濾杯蓋

產品規格

型號	Lafil 300 - LF 30		Lafil 300 - SF 10	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz
最大真空度	105 mbar			
最大流量	23 L/min	20 L/min	23 L/min	20 L/min
真空調壓閥	Yes			
噪音值	50 dB			
適用軟管內徑	ID8			
主機尺寸 (LxWxH)	33.5 x 24.5 x 30 cm			
型號	LF 30		SF 10	
過濾杯	300 ml		100 ml	
接收瓶	1200 ml		1200 ml	
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm	
過濾杯蓋	Yes		選配	
浮球防溢保護裝置	Yes		Yes	

真空過濾系統



影片介紹

2
YEAR
WARRANTY

產品特色

► 體積小、操作安全

Lafil 400 真空過濾系統整合過濾瓶組與真空源為一體，發揮工業設計巧思，比傳統組合減少一半檯面占用面積，另使用圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒。

► 專利旋卡緊扣設計

過濾漏斗及接收瓶採用洛科專利 (M381450) 旋卡扣緊的技術，不但安裝快速、緊密且不需使用夾具。

► 浮球防溢保護裝置

PC 接收瓶具有浮球防溢保護裝置，當液位上升觸及浮標時，浮標會上升而頂住氣體管路，防止液體被吸入幫浦。

► 可高溫高壓滅菌

Lafil 400 搭配的接收瓶採 PC 材質，過濾漏斗採 PES 或 SS316 材質，均可高溫高壓滅菌。

► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

► 二年產品保固 (Lafil 400)

產品應用

- 實驗室真空過濾
- 水中懸浮固形物檢測
- 微生物檢測

訂購資訊

197401-11(22)

Lafil 400 - LF 30 真空過濾系統，
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197402-11(22)

Lafil 400 - SF 10 真空過濾系統，
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197400-11(22)

Lafil 400 無油式真空幫浦，
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)



Lafil 400 - LF 30



Lafil 400 - SF 10

產品規格

型號	Lafil 400 - LF 30		Lafil 400 - SF 10	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz
最大真空度	30 mbar			
最大流量	23 L/min	20 L/min	23 L/min	20 L/min
真真空調壓閥	Yes			
噪音值	52 dB			
適用軟管內徑	ID8			
主機尺寸 (LxWxH)	33.5 x 24.5 x 30 cm			
型號	LF 30		SF 10	
過濾杯	300 ml		100 ml	
接收瓶	1200 ml		1200 ml	
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm	
過濾杯蓋	Yes		選配	
浮球防溢保護裝置	Yes		Yes	