

PTFE 鍍膜耐腐蝕真空幫浦

產品特色

◆ 體積小、操作安全

Lafil 300C 是整合過濾瓶組與空源為一體的系統，發揮工業設計巧思，除比傳統組合減少一半檯面占用面積，另使用圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒。

◆ 無汙染、免保養

Lafil 300C 利用隔膜作動原理，不須使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染問題。

◆ 耐溶劑腐蝕

Lafil 300C 與氣體接觸之隔膜及腔體皆鍍膜 PTFE，氣片材質採用不鏽鋼 SS316，可耐大部分溶劑。

◆ 過熱保護裝置

Lafil 系列幫浦在馬達內部均裝有過熱保護裝置，當機體內部溫度過高時會自動停機，冷卻後再自行啟動。

◆ 國際安全認證

歐盟CE安全認證
IP 30 防護等級

◆ 一年產品保固

產品應用

◆ 一般溶劑之過濾純化

◆ HPLC 移動相(mobile phase)純化

◆ 各種水樣過濾

訂購資訊

197330-11(22)

Lafil 300C,
PTFE 鍍膜耐腐蝕真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)



Lafil 300C

產品規格

型號	Lafil 300C	
電壓/頻率	110V/60Hz	220V/50Hz
功率(W)	65	60
耗電流(A)	0.7	0.3
最大真空度	170 mbar / 84 kpa / 630 mmHg	
最大流量	23 l/min	20 l/min
真空調壓閥	Yes	
浮球濾芯組	-	
轉速	1750 RPM	1450 RPM
馬力	1/8 HP	
噪音值	50 dB	
適用軟管內徑	5/16 inch (8 mm)	
淨重	5.9 Kg	
尺寸 (LxWxH)	35x24.3x29 cm	