

真空純化裝置



影片介紹

2
YEAR
WARRANTY

產品特色

▶ 簡化流程

WelVac 200 以真空動能取代傳統離心法，不需繁瑣的上機離心及置換廢液步驟，簡化處理流程，大幅提昇實驗效率。

▶ 節省時間

WelVac 真空純化系統能快速且連續的純化樣品，省去離心升降速及處理廢液的時間。特製的離心管放置板最高可同時處理 24 管樣品，加速純化效率。

▶ 一機多用

獨特的腔體及轉置版設計，使 WelVac 200 成為高度相容的平台，適用於各式純化管柱及 96 孔過濾微孔盤。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證
北美 CSA 認證 (Rocker 300)
IP 30 防護等級 (Rocker 300)
RoHS 認證 (Rocker 300)

▶ 二年產品保固 (Rocker 300)

產品應用

- ▶ DNA 純化
- ▶ RNA 純化
- ▶ 凝膠萃取
- ▶ PCR Clean-Up

訂購資訊

195200-00

WelVac 200 真空純化裝置
全套包含以下四項配件：

195200-42 24 孔離心管轉置板

195200-43 矽膠魯爾接頭

195200-44 矽膠魯爾接頭孔塞

195200-45 廢液收集盒

195210-11(22)

WelVac 210 真空純化系統

AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz) 全套包含：

* Rocker 300 無油式真空幫浦

* WelVac 200 真空純化裝置

* 高壓矽膠管 (30 cm)

197000-12

1200 ml PES 廢液瓶

WelVac 200



96 孔過濾微孔盤



24 管微量離心管



8 管大量離心管

WelVac 210



產品規格

型號	WelVac 200	
腔體材質	Aluminum	
離心管轉置板材質	PC	
墊圈 / O 型環材質	橡膠	
魯爾接頭 / 孔塞	Silicone	
適用軟管內徑	ID8	
腔體內徑尺寸	12.8 x 8.6 x 7.3 cm	
腔體外徑尺寸	23.2 x 12.4 x 10.2 cm	
重量	2.6 Kg	
型號	WelVac 210	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz
最大真空度	105 mbar	
最大流量	23 L/min	20 L/min
純化裝置	WelVac 200 真空純化裝置	
真空瓶	選配 1200 ml PES 真空瓶	
適用軟管內徑	ID8	