

# 旋卡式不鏽鋼多連過濾座



影片介紹

## 產品特色

- ▶ **極速拆裝設計**  
MultiVac 多連過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。
- ▶ **SS316 不鏽鋼材質**  
MultiVac 300 / 600 - MB 與液體接觸的部份皆採用 SS316 不鏽鋼製作，堅固耐用。
- ▶ **Quick-Fit 接頭設計**  
MultiVac 多連過濾座兩端的插心接頭和止水閥可快速拆裝互換，以符合各實驗室的需求。
- ▶ **可調式補氣閥**  
MultiVac 300 / 600 - MB 多連過濾座獨創的可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。
- ▶ **獨立控制開關**  
MultiVac 多連過濾座可依需求，個別控制各個過濾座。

## 產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

### 180300-02

MultiVac 300 - MB, 3 連不鏽鋼過濾座  
(不含不鏽鋼過濾杯)

### 180600-02

MultiVac 600 - MB, 6 連不鏽鋼過濾座  
(不含不鏽鋼過濾杯)

### 180100-01

100 ml SF 不鏽鋼過濾杯


### 180100-03

300 ml SF 不鏽鋼過濾杯

### 180100-05

500 ml SF 不鏽鋼過濾杯

## MultiVac 300 - MB



可調式補氣閥



Quick-Fit 接頭

## MultiVac 600 - MB



## 產品規格

型號	MultiVac 300 - MB	MultiVac 600 - MB
過濾孔數	3	6
濾膜直徑	47 mm	47 mm
搭配過濾杯容量	100 ml / 300 ml / 500 ml (選配)	100 ml / 300 ml / 500 ml (選配)
適用軟管內徑	ID8	ID8
尺寸 (LxWxH)	48 x 13 x 11 cm	85 x 13 x 11 cm
各部位名稱	材質	材質
主體	SS316	SS316
獨立控制閥	SS316	SS316
過濾座	SS316	SS316
濾膜墊片	SS316	SS316
接頭	SS316	SS316
手把 / 旋鈕	Aluminum	Aluminum

# 旋卡式不鏽鋼多連過濾座



影片介紹

## 產品特色

- ▶ **極速拆裝設計**  
MultiVac 多連過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。
- ▶ **SS316 不鏽鋼材質**  
MultiVac 300 / 600 - MB 與液體接觸的部份皆採用 SS316 不鏽鋼製作，堅固耐用。
- ▶ **Quick-Fit 接頭設計**  
MultiVac 多連過濾座兩端的插心接頭和止水閥可快速拆裝互換，以符合各實驗室的需求。
- ▶ **可調式補氣閥**  
MultiVac 300 / 600 - MB 多連過濾座獨創的可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。
- ▶ **獨立控制開關**  
MultiVac 多連過濾座可依需求，個別控制各個過濾座。

## 產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

### 180301-02

MultiVac 301 - MB, 3 連不鏽鋼過濾座  
(含 SF 不鏽鋼過濾杯, 100 ml x 3)

### 180601-02

MultiVac 601 - MB, 6 連不鏽鋼過濾座  
(含 SF 不鏽鋼過濾杯, 100 ml x 6)

### 180100-01

100 ml SF 不鏽鋼過濾杯


### 180100-03

300 ml SF 不鏽鋼過濾杯

### 180100-05

500 ml SF 不鏽鋼過濾杯

## MultiVac 301 - MB



可調式補氣閥



Quick-Fit 接頭

## MultiVac 601 - MB



## 產品規格


型號	MultiVac 301 - MB	MultiVac 601 - MB
過濾孔數	3	6
濾膜直徑	47 mm	47 mm
搭配過濾杯容量	100 ml	100 ml
適用軟管內徑	ID8	ID8
尺寸 (LxWxH)	48 x 13 x 14.3 cm	85 x 13 x 14.3 cm
各部位名稱	材質	材質
主體	SS316	SS316
獨立控制閥	SS316	SS316
過濾座	SS316	SS316
濾膜墊片	SS316	SS316
接頭	SS316	SS316
手把 / 旋鈕	Aluminum	Aluminum
濾杯	SS316	SS316

# 多連過濾座組合與配件

選擇適合的 *MultiVac* 產品組合

**A**

1. 選擇 MultiVac MB 過濾座



MultiVac 300 - MB  
3 連不鏽鋼過濾座  
(180300-02)



MultiVac 600 - MB  
6 連不鏽鋼過濾座  
(180600-02)



2. 選擇適合的不鏽鋼過濾杯



Rocker, 100 ml  
SF 不鏽鋼過濾杯  
(180100-01)



Rocker, 300 ml  
SF 不鏽鋼過濾杯  
(180100-03)



Rocker, 500 ml  
SF 不鏽鋼過濾杯  
(180100-05)



100 ml  
SF 不鏽鋼過濾杯蓋  
(180100-11)



300 ml / 500 ml  
SF 不鏽鋼過濾杯蓋  
(180100-13)

**B**

1. 選擇 MultiVac MS 過濾座



MultiVac 300-MS  
3 連不鏽鋼過濾座  
(180300-01)



MultiVac 600-MS  
6 連不鏽鋼過濾座  
(180600-01)



2. 選擇適合的過濾漏斗



Rocker, 300 ml  
MF 3 磁式過濾漏斗  
(200300-01)




Rocker, 500 ml  
MF 5 磁式過濾漏斗  
(200500-01)



Rocker, 300ml  
VF 6 玻璃過濾漏斗  
(167120-31)

C

1. 選擇 MultiVac MS 過濾座



MultiVac 300  
3 連不鏽鋼過濾底座  
(180300-00)



MultiVac 600  
6 連不鏽鋼過濾底座  
(180600-00)



2. 選擇適合的拋棄式漏斗與轉接座



Sartorius, 100 ml / 250 ml  
Microsart® 拋棄式過濾杯  
(16A07-10-----N/  
16A07-25-----N)



Millipore, 100 ml / 250 ml  
Microfil® 拋棄式過濾杯  
(MIHAWG100/MIHAWG250)



Pall, 100 ml / 250 ml  
Sentino® 拋棄式過濾杯  
(4870/4871)

+

+

+



Sartorius 拋棄式  
過濾杯轉接座  
(190100-74)



Millipore 拋棄式  
過濾杯轉接座  
(190100-73)



Pall 拋棄式  
過濾杯轉接座  
(190100-75)

客製化設計

我們可以提供您  
客製化過濾設備

