

多連真空過濾系統



產品特色

- ▶ **大量樣品過濾**
MultiVac 310 / 610 - MS - T 配備 Rocker 400 真空幫浦與多連鋁製過濾座，是為大量樣品過濾所設計的經濟型組合。
- ▶ **極速拆裝，輕巧實惠**
MultiVac 310 / 610 - MS 多連過濾座整組採用鋁合金製作，重量輕巧，且每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。
- ▶ **磁式漏斗，單手操作**
搭配 MF 磁式過濾漏斗，磁吸式設計能輕鬆單手操作，不因放下手中器具而中斷實驗。
- ▶ **快速排水真空瓶**
採 4000 ml 大容量 PP 材質真空瓶，且含快速排水裝置，直接排放廢液，方便且快速。
- ▶ **國際認證**
歐盟 CE 安全認證
北美 CSA 認證 (Rocker 400)
IP 30 防護等級 (Rocker 400)
RoHS 認證 (Rocker 400)
- ▶ **二年產品保固 (Rocker 400)**



產品應用

- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

180311-11(22)-T

180611-11(22)-T

MultiVac 310 / 610 - MS - T 真空過濾系統

包含：

- * Rocker 400 無油式真空幫浦
- * MultiVac 310 / 610 - MS, 3/6 連鋁製過濾座
- * MF 3, 300 ml 磁式漏斗 (3 pcs/6 pcs)
- * 4000 ml PP 真空瓶 (含排水裝置)
- * 高壓矽膠管 (1m x 2 pcs)

產品規格

型號	MultiVac 310 - MS - T		MultiVac 610 - MS - T	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz
最大真空度	105 mbar			
最大流量	37 L/min	34 L/min	37 L/min	34 L/min
浮球濾芯組	Yes			
真空調壓閥	Yes			
噪音值	52 dB			
適用軟管內徑	ID8			
型號	MultiVac 310 - MS		MultiVac 610 - MS	
過濾孔數	3		6	
過濾漏斗	MF 3, 300 ml x 3		MF 3, 300 ml x 6	
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm	
多連過濾座本體材質	Aluminum		Aluminum	