

大量樣品

Alligator X MultiVac 直接排水式過濾系統

高效、省空間、彈性變化



可調式通氣閥

Quick-Fit 快速接頭


符合 ISO 8199 規範

產品特色



簡化流程，節省時間

- ◆ 直接排水設計，省下卸除管線、清除廢液、安裝管線等步驟所需時間
- ◆ 多孔過濾座兩端的Quick-Fit快速接頭與通氣閥，可因應真空源位置快速拆裝互換



節省40%桌面空間

- ◆ 直接與過濾裝置連接，不需廢液瓶，節省更多空間



因應需求，彈性變化

- ◆ 可搭配多孔過濾座使用
- ◆ 可依需求更換不同的過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗



國際認證

CE / RoHS / IP64



▲ 可依需求更換不同的過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗

產品規格

型號	Alligator 200	
供應電源	DC 24V, 2.5A	
最大真空度	313 mbar / 70 kPa / 525 mmHg	
最大液體流量	4.5 L/min	
馬達	60W 直流無刷馬達 · 延長幫浦使用年限	
濾液經過材質	SS316、FKM、Silicone、PP、PPS	
國際認證	CE, RoHS, IP64	
尺寸 (LxWxH)	23.5 x 19 x 20.2 cm	
型號	MultiVac 301 / 601 - MB	MultiVac 310 / 610 - MS
過濾孔數	3孔 / 6孔	3孔 / 6孔
濾膜直徑	47 mm	依過濾漏斗直徑
適用軟管內徑	5/16 inch (8 mm)	5/16 inch (8 mm)
多孔過濾座本體材質	SS316	Aluminum



MultiVac 301-MB-A 直接排水式真空過濾系統



MultiVac 310-MS-A 直接排水式真空過濾系統



MultiVac 601-MB-A 直接排水式真空過濾系統



MultiVac 610-MS-A 直接排水式真空過濾系統



181200-01(02)	Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦 · 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
180301-01(02)-A	MultiVac 301-MB-A 直接排水式真空過濾系統 · 含3個100 ml 不鏽鋼過濾杯 · 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
180601-01(02)-A	MultiVac 601-MB-A 直接排水式真空過濾系統 · 含6個100 ml 不鏽鋼過濾杯 · 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
180311-01(02)-A	MultiVac 310-MS-A 直接排水式真空過濾系統 · 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
180611-01(02)-A	MultiVac 610-MS-A 直接排水式真空過濾系統 · 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
167103-61	SS 1, 100 ml 不鏽鋼過濾杯
167103-63	SS 3, 300 ml 不鏽鋼過濾杯
167103-65	SS 5, 500 ml 不鏽鋼過濾杯
200300-01	MF 3, 300 ml PES 磁式過濾漏斗
200500-01	MF 5, 500 ml PES 磁式過濾漏斗
190100-73	Millipore 拋棄式過濾杯轉接座
190100-74	Sartorius 拋棄式過濾杯轉接座
190100-75	Pall 拋棄式過濾杯轉接座

洛科儀器股份有限公司

新北市林口區竹林路6號11樓
Tel: +886-2-2603-3311
Fax: +886-2-2603-6622

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
Tel: +886-7-227-3358
Fax: +886-7-227-3716

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rocker.com.tw

