

BioDolphin 廢液抽吸套件組

人體工學 · 便利 · 多元應用



產品特色



人體工學設計

- ◆ 手持操作器符合人體工學，長時間操作更舒適
- ◆ 專利 Lock 鍵可連續抽吸，不需持續按壓，相當省力



便利

- ◆ 快速插拔設計，配件更換快速、簡單
- ◆ 退 tip 接頭設計，可單手操作、退除 tip



多元應用

- ◆ 配件多元，適合從各式容器中吸取廢液，如96孔盤、培養皿等

產品應用

- ◆ 細胞培養廢液抽吸
- ◆ 實驗室各種廢液抽吸







Lock 鍵
連續抽吸不廢力



單手退tip設計
操作、退除 tip 一手完成

產品規格

型號	BioDolphin	Plus
操作模式	按壓抽吸	
適用軟管內徑	ID6	
抽吸套件材質	POM, SS304	POM
配件放置架材質	ABS	-
尺寸 (LxWxH)	15 x 15.2 x 19.5 cm	15 x 7.5 x 5.5 cm
廢液抽吸套件	1. 手持操作器  2. 單爪 tip 接頭 (50 mm) 3. 單爪 tip 接頭 (150 mm) 4. 單爪不鏽鋼接頭 (40 mm) 5. 單爪不鏽鋼接頭 (80 mm) 6. 八爪不鏽鋼接頭 (40 mm) 7. 單爪退 tip 接頭 8. 八爪退 tip 接頭 9. 配件放置架	1. 手持操作器  3. 單爪 tip 接頭 (150 mm) 7. 單爪退 tip 接頭 8. 八爪退 tip 接頭
顏色	 	

◆ BioDolphin 和 Plus 廢液抽吸套件組整套均可高溫高壓滅菌 (放置架除外)



Ordering Information

199100-00 BioDolphin 廢液抽吸套件 · 淺藍

199110-00 BioDolphin 廢液抽吸套件 · 深藍

199130-00 BioDolphin 廢液抽吸套件 · 淺綠

199200-00 BioDolphin 廢液抽吸套件 · 淺藍

199210-00 Plus 廢液抽吸套件 · 深藍

199230-00 Plus 廢液抽吸套件 · 淺綠

199100-30 手持操作器 · 淺藍

199100-46 單爪 tip 接頭 (50 mm) · 淺藍

199100-76 單爪 tip 接頭 (150 mm) · 淺藍

199100-47 單爪不鏽鋼接頭 (40 mm) · 淺藍

199100-48 單爪不鏽鋼接頭 (80 mm) · 淺藍

199100-49 八爪不鏽鋼接頭 (40 mm) · 淺藍

199100-50 八爪退 tip 接頭 · 淺藍

199100-75 單爪退 tip 接頭 · 淺藍

199100-61 配件放置架

199100-68 矽膠管 $\Phi 4.2 \times 8$ mm, 200 cm

洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
Tel: +886-7-227-3358
Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區仁愛路一段402號11樓
Tel: +886-2-2603-3311
Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rocker.com.tw
sales@rocker.com.tw

