

# Lafil 廢液抽吸系統

All in One · 安全 · Eco節能



## 產品特色

50%

### All in One

- ◆ 整合真空源、廢液瓶及抽吸套件，節省 50% 空間
- ◆ Lafil 200 可同時連接 2 組手持操作器進行廢液抽吸  
加速流程



### 人機安全，雙重防護

- ◆ 圍籬式平台避免廢液瓶因碰觸而傾倒
- ◆ 防溢保護裝置，防止廢液被吸入幫浦中



### ECO 節能 (Lafil 100<sup>eco</sup> / Lafil 200<sup>eco</sup>)

- ◆ ECO 節能設計，不操作時自動停止，操作時自行啟動
- ◆ 省電、安靜、延長使用年限

## 產品應用

- ◆ 細胞培養廢液抽吸
- ◆ 實驗室各種廢液抽吸



國際認證

CE



▲ Lafil 100 / Lafil 200 可選配血清瓶

請觀看產品影片



Lafil 100



Lafil 200



## 產品規格

型號	Lafil 100	Lafil 100 <sup>eco</sup>	Lafil 200	Lafil 200 <sup>eco</sup>
電源	DC12V, 0.5A		DC12V, 1.5A	
最大真空度	Max. 345 mbar	Max. 480 mbar	1013 ~ 213 mbar	880 ~ 370 mbar
最大流量	4.0 L/min		10 L/min	
抽液速度	9 mL/sec		17 mL/sec	
自動休眠	-	Yes	-	Yes
廢液瓶	<ul style="list-style-type: none"> <li>•PP 真空瓶 1000 ml</li> <li>•(選配)血清瓶 500 ml</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•PP 真空瓶 4000 ml</li> <li>•(選配)血清瓶 3500 ml</li> </ul>	
噪音值	50 dB		55 dB	
主機重量	1.3 kg	1.5 kg	2.1 kg	2.3 kg
認證	CE		CE, IP 41, RoHS	
尺寸(L*W*H)	26.5 x 13 x 28 cm		37.5 x 25.8 x 21.7 cm	

\* 快速接頭加快廢液瓶移除，避免傾倒時廢液外漏

廢液抽吸套件	無菌操作台	桌上型	
	Lafil 100 / Lafil 100 <sup>eco</sup>	Lafil 200 - Plus / Lafil 200 <sup>eco</sup> - Plus	Lafil 200 - BioDolphin / Lafil 200 <sup>eco</sup> - BioDolphin
① 手持操作器			
② 單爪退 tip 接頭			
③ 八爪退 tip 接頭			
④ 單爪 tip 接頭 (150 mm)			
⑤ 單爪 tip 接頭 (50 mm)			
⑥ 單爪 tip 不鏽鋼接頭 (40 mm)			
⑦ 八爪 tip 不鏽鋼接頭 (40 mm)			
⑧ 單爪 tip 不鏽鋼接頭 (80 mm)			
⑨ 配件放置架			



Ordering Information

<b>197100-01(02)</b>	Lafil 100 可攜式真空抽濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
<b>197110-01(02)</b>	Lafil 100 <sup>eco</sup> 可攜式真空抽濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
<b>197205-01(02)</b>	Lafil 200-Plus 廢液抽吸系統，AC100~240V，美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
<b>197203-01(02)</b>	Lafil 200-BioDolphin 廢液抽吸系統，AC100~240V，美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
<b>197215-01(02)</b>	Lafil 200 <sup>eco</sup> -Plus 廢液抽吸系統，AC100~240V，美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
<b>197213-01(02)</b>	Lafil 200 <sup>eco</sup> -BioDolphin 廢液抽吸系統，AC100~240V，美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
<b>197100-10</b>	PP 真空瓶 1000 ml
<b>197200-53</b>	PP 快接真空瓶 4000 ml (含快速接頭)
<b>197000-60-500</b>	硼矽玻璃血清瓶 500 ml (含GL45 抽氣轉接座)
<b>197000-60-3500</b>	硼矽玻璃血清瓶 3500 ml (含GL45 抽氣轉接座)
<b>197100-43</b>	碟型濾片 for Lafil 100, Lafil 100 <sup>eco</sup>
<b>197000-60</b>	GL45 抽氣轉接座
<b>199100-68</b>	矽膠管 Φ 4.2 x 8 mm, 200 cm
<b>167200-38</b>	矽膠管 Φ 6 x 12 mm, 100 cm
<b>167200-41</b>	持續按壓型腳踏開關
<b>167200-41-1</b>	一次按壓型腳踏開關

## 洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6  
Tel: +886-7-227-3358  
Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區仁愛路一段402號11樓  
Tel: +886-2-2603-3311  
Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

[www.rocker.com.tw](http://www.rocker.com.tw)  
[sales@rocker.com.tw](mailto:sales@rocker.com.tw)

