

## Rocker 300 - MF 31 真空過濾系統

真空過濾被廣泛地使用在實驗室,包括食品、藥品、飲品以及飲用水工業各種微生物測試,真空過濾系統 Rocker 300 – MF31 可應用在懸浮固形物(Suspended Solid)測試以及一般的過濾用途上。

### 產品組件

此真空過濾系統包含以下幾組設備.

1. 無油式真空幫浦 Rocker 300... .. 1 ea.
2. MF 31 過濾瓶組... .. 1 ea.
3. 矽膠管 (1M)... .. 1 ea.



### 安裝方法

1. 將矽膠管剪成適合的長度。
2. 將矽膠管其中的一端連接至真空幫浦的進氣口處, 另一端連接到過濾瓶的管口處。

### 訂購資訊

1. 167311-11 真空過濾系統 Rocker 300 - MF 31 · AC 110V/60Hz
2. 167311-22 真空過濾系統 Rocker 300 - MF 31 · AC 220V/50Hz
3. 167300-11 無油式真空幫浦 Rocker300 · AC 110V/60Hz
4. 167300-22 無油式真空幫浦 Rocker300 · AC 220V/50Hz
5. 200320-31 MF 31 過濾瓶組
6. 200300-01 MF 3 300ml 磁式漏斗
7. 167100-15 1000ml 廢液瓶附排水功能及矽膠固定盤
8. 167200-38 矽膠管(1M)
9. 167100-20 PALL61631, Type A/ E 玻璃纖維濾紙 1 $\mu$  m (100/PK)
10. 167100-52 PALL66278, GN-6 微生物過濾用濾膜 0.45 $\mu$  m (200/PK)