

電子點火式本生燈

產品特性

Dragon 100/200/220 電子點火式本生燈使用可填充式的燃料系統，火焰溫度最高可達到1300°C，並可調整火焰大小。內建安全保護開關，增加使用安全度。

- ✓ 火焰溫度最高可達1300°C
- ✓ 火焰大小可調整
- ✓ 採用可填充式燃料系統
- ✓ 安全保護開關
- ✓ 使用丁烷為燃料
- ✓ 歐盟CE安全認證



Dragon 100



Dragon 200



Dragon 220

產品貨號	品名	最高溫度	燃料容量	連續工作時間	重量
177100-00	Dragon 100 電子點火式本生燈	1300 °C	40 g	60 min	380 g
177200-00	Dragon 200 電子點火式本生燈	1300 °C	35 g	60 min	407 g
177220-00	Dragon 220 電子點火式本生燈	1300 °C	35 g	60 min	425 g