

Sahara 乾浴器

彈性變化 · 人性化 · 安全



產品特色



一機多功能

- 1 ◆ 加熱槽一體成型，可搭配鋁塊、亞姆珠、水浴槽使用



操作方便

- 2 ◆ 3組自定程式：可依需求儲存操作條件，加快實驗進行
◆ 自動停止功能：程式執行完畢會以聲響告知並自動停止加熱
◆ 計時器功能：正數、倒數計時器方便精準監控加熱時間



超溫保護

- 3 ◆ 內建溫度保護裝置，溫度過高時將自動停機，確保安全

產品應用

- ◆ 樣品製備
- ◆ 樣品變性
- ◆ 血清凝結




國際認證

CE

◆ 乾浴



◆ 水浴




◆ 珠浴





產品規格

型號	Sahara 310	Sahara 320
電壓 / 頻率	110V/60Hz 或 220V/50Hz	
容納鋁塊數	1個鋁塊	2個鋁塊
螢幕	OLED	
溫度範圍	RT +5°C ~ 150°C	
解析度	0.1°C	
溫度準確度	±0.2°C at 37°C	
溫度均勻度	±0.2°C at 37°C	
計時器	(1) 倒時計時 (1分鐘~99小時59分鐘) (2) 連續加熱 (00:00)	
安全性	過熱 (170°C) 斷電保護	
外殼材質	不鏽鋼	
功率	120W	240W
主機重量	2.3 Kg	3 Kg
主機尺寸	265 x 190 x 110 mm	345 x 190 x 110 mm



鋁塊	鋁塊尺寸 (LxWxH): 80 x 100 x 50 mm			
	孔寬	孔深	孔數	適用試管
179300-01	6.4 mm	17 mm	64 孔	0.2 ml
179300-02	8.2 mm	25 mm	20孔	0.5 ml
179300-03	10.2 mm	33 mm	20孔	1.5 ml, 2.0 ml
179300-05	13 mm	36 mm	20孔	
179300-06	20 mm	45 mm	12孔	
179300-07	25 mm	45 mm	6孔	
179300-10	17 mm	45 mm	12孔	5 ml, 15 ml



179310-11(22) Sahara 310單槽乾浴器, AC110V,60Hz (AC220V,50Hz) (不含鋁塊)

179320-11(22) Sahara 320雙槽乾浴器, AC110V,60Hz (AC220V,50Hz) (不含鋁塊)

179300-00 亞姆珠 (500 ml)

179250-43 防護蓋

洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
Tel: +886-7-227-3358
Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區竹林路6號11樓
Tel: +886-2-2603-3311
Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rocker.com.tw
sales@rocker.com.tw

