

無油式真空壓力幫浦



產品特色

► 正壓 / 負壓，雙功能

Rocker 430 結合真空幫浦和空壓機功能，兩側附有真空錶 / 壓力錶及調壓裝置，可監控、調節真空度及輸送的壓力，應用範圍更加廣泛。

► 無汙染、免保養

Rocker 430 利用活塞作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。

► Prote™ 浮球防溢保護裝置

Rocker 430 內建 Prote™ 浮球濾芯組，以降低幫浦意外抽入水溶液而造成損壞的可能性。

► 過熱保護裝置

Rocker 系列幫浦在馬達內部均裝有過熱保護裝置，當機體內部溫度過高時，會自動停機，冷卻後再自行啟動。

► 進出氣過濾裝置

Rocker 430 在進氣與出氣口裝有濾芯，可過濾環境中的粉塵與水氣，以淨化進氣，延長汽缸及活塞的使用年限。

► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

IP 30 防護等級

RoHS 認證

► 二年產品保固

產品應用

► 實驗室真空過濾

► 微生物檢測

► 水中懸浮固體檢測

► 空氣採樣

► 正壓過濾

訂購資訊

167430-11(22)

Rocker 430 無油式真空壓力幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)



Rocker 430

產品規格

型號	Rocker 430	
技術數據		
最大真空度	145 mbar abs.	
最大壓力	80 psig	
最大流量	34 L/min @60Hz	28 L/min @50Hz
適用軟管內徑	ID8	
噪音值	52 dB	
淨重	5.5 Kg	
尺寸 (LxWxH)	25 x 24 x 20 cm	
電氣數據		
電壓	110V	220V
頻率	50 / 60Hz	
最大功率	147W (1/6 HP)	125W (1/6 HP)
耗電流	1.5A	0.6A
安全性	過熱保護裝置	
其它		
配件	真空 / 壓力調節閥 浮球濾芯組	