

MF 磁式過濾漏斗



產品特色

- ▶ 獨特磁力設計，在高度密封性下仍能單手操作
- ▶ 側邊真空接頭設計，能搭配各式廢液瓶、血清瓶、真空瓶
- ▶ 過濾基座有定位環設計，放置濾膜時能快速定位
- ▶ 過濾基座有濾膜夾口設計，方便夾取、濾膜不破損
- ▶ PES (Polyethersulfone) 材質，可高溫高壓滅菌，並具備良好的抗腐蝕性
- ▶ 國際認證：RoHS 認證


推薦用於不需要經常高溫高壓滅菌之應用，如一般實驗室及環境實驗室

產品規格

材質	MF 3 / MF 5	MF 3a / MF 5a
過濾杯	PES	PES
過濾基座	PES	PES
濾膜墊片	PES	PES
過濾杯蓋	PP	PP
側邊接頭	PES	PES
過濾杯蓋孔塞	矽膠	矽膠
針頭式過濾器	PTFE	PTFE

規格

漏斗容積	300 mL / 500 mL	300 mL / 500 mL
濾膜直徑	47 mm	47 mm
有效過濾面積	13.1 cm ²	13.1 cm ²
針頭式過濾器	25 mm, 0.2 μm	25 mm, 0.2 μm
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8
漏斗刻度	50 mL	50 mL



訂購資訊

MF 3, PES 磁式過濾漏斗 300 mL	200300-01
MF 5, PES 磁式過濾漏斗 500 mL	200500-01
1 PP 過濾杯蓋	200300-36
2 PES 磁式過濾杯 300 mL	200300-30
3 PES 磁式過濾杯 500 mL	200500-30
4 8 號矽膠塞	167110-16
MF 3a, PES 磁式過濾漏斗 300 mL	200310-01
MF 5a, PES 磁式過濾漏斗 500 mL	200510-01
1 PP 過濾杯蓋	200300-36
2 PES 磁式過濾杯 300 mL	200300-30
3 PES 磁式過濾杯 500 mL	200500-30
3 PES 磁式過濾基座 (短版)	200310-32