

SF 不鏽鋼過濾漏斗



產品特色

- ▶ 旋卡式扣緊方式，快速、牢固、不需夾具
- ▶ 過濾杯刻度線採雷射雕刻，數字清晰且濾液不殘留
- ▶ 過濾基座有定位環設計，放置濾膜時能快速定位
- ▶ 過濾基座有濾膜夾口設計，方便夾取、濾膜不破損
- ▶ SS316 不鏽鋼材質，堅固耐用，可火焰快速滅菌
- ▶ 二年產品保固

推薦用於需要火焰滅菌之微生物實驗應用


產品規格

| 材質 | SF 1 | SF 3 | SF 5 |
|------|-------|-------|-------|
| 過濾杯 | SS316 | SS316 | SS316 |
| 過濾基座 | SS316 | SS316 | SS316 |
| 濾膜墊片 | SS316 | SS316 | SS316 |
| 過濾杯蓋 | SS316 | SS316 | SS316 |

規格

| | | | |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 漏斗容積 | 100 mL | 300 mL | 500 mL |
| 濾膜直徑 | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| 有效過濾面積 | 11.6 cm ² | 11.6 cm ² | 11.6 cm ² |
| 漏斗刻度 | 50 / 100 mL | 100 / 250 / 300 mL | 250 / 500 mL |

訂購資訊



| | | | |
|---------------------|-------------------------|--|-----------|
| SF 1 不鏽鋼過濾漏斗 100 mL | | | 180100-10 |
| 1 | 不鏽鋼過濾杯 100 mL | | 180100-01 |
| 2 | 不鏽鋼濾膜墊片 | | 180100-31 |
| 3 | 不鏽鋼過濾基座 47 mm | | 180100-00 |
| 4 | 8 號矽膠塞 | | 167110-16 |
| SF 3 不鏽鋼過濾漏斗 300 mL | | | 180100-30 |
| 1 | 不鏽鋼過濾杯 300 mL | | 180100-03 |
| 2 | 不鏽鋼濾膜墊片 | | 180100-31 |
| 3 | 不鏽鋼過濾基座 47 mm | | 180100-00 |
| 4 | 8 號矽膠塞 | | 167110-16 |
| SF 5 不鏽鋼過濾漏斗 500 mL | | | 180100-50 |
| 1 | 不鏽鋼過濾杯 500 mL | | 180100-05 |
| 2 | 不鏽鋼濾膜墊片 | | 180100-31 |
| 3 | 不鏽鋼過濾基座 47 mm | | 180100-00 |
| 4 | 8 號矽膠塞 | | 167110-16 |
| SF 不鏽鋼過濾杯蓋 | | | |
| | 不鏽鋼過濾杯蓋 100 mL | | 180100-11 |
| | 不鏽鋼過濾杯蓋 300 mL / 500 mL | | 180100-13 |